

歯科医院様向け

LION



ライオン歯科用品カタログ

Dent. Family 2024



ライオン歯科材株式会社

予防歯科の未来を提案する。

ライオン歯科材株式会社は、歯科医師、歯科衛生士、歯科関係者の皆さまの最良のパートナーとして、ともに予防歯科の未来を目指し、高品質のプロダクトと、実践的で創造的なサービスを提案しつづけていきます。さまざまな分野の歯科専門家のご協力をいただき開発した歯科用プロダクト、セミナーや啓発プログラムなどを通じた支援サービス、そして、歯科学的なアプローチによる学術情報とエビデンスの創出によって、新しい予防歯科の実践を強力に推し進めていきます。口腔内の健康は、生活者の健康寿命の延伸やQOLの向上に深く関わります。私たちは、いままでに積み重ねてきた確かな技術力と情報力をもとに、歯科業界の皆さまとともに、日本、そしてアジアの予防歯科の発展にこれからも寄与してまいります。



ライオン歯科材株式会社



CONTENTS

歯ブラシガイド	1
歯磨剤・洗口剤ガイド	3

各製品紹介

歯 ブ ラ シ	歯周ケア・ベーシックケア	●Systema	7	
		●Systema AX	8	
		●Systema SP-T歯ブラシ	9	
		●DENT.EX systema genki	10	
		●DENT.EX systema genki f		
		●DENT.EX systema genki j		
		●Check-Up 歯ブラシ	11	
		●DENT.EX SlimheadII	12	
		●DENT.MAXIMA	13	
		●Brilliant more 歯ブラシ	14	
	TBI サポート	●DENT.EX オーバーブラッシングケア	15	
特定用途	部分清掃	●DENT.EX onetuft	16	
	インプラント	●DENT.EX ImplantCare	17	
	矯正	●DENT.EX Orthodontic	18	
子供用		●EX kodomo	19	
		●EX kodomo Disney	20	
		●EX kodomo F	21	
歯 間 清 掃 用 具	歯間ブラシ	●DENT.EX 歯間ブラシ	22	
		●DENT.EX 歯間ブラシ long	23	
		●DENT.EX 歯間ブラシ long&マイクロモーション専用替えブラシ		
デンタルフロス		●DENT.EX ウルトラフロス	24	
		●DENT.e-floss	25	
歯 磨 剤	歯周病予防	●Systema SP-Tジェル	26	
		●Systema ハグキプラス EX	27	
		●Systema Dentalpaste α	28	
		●Systema 薬用歯間ジェル	29	
	知覚過敏ケア	●Systema Sensitive	30	
	う蝕予防		●Check-Up standard	31
			●Check-Up rootcare	32
			●Check-Up kodomo / kodomo 500	33
			●Check-Up gel	34
			●Check-Up foam	
美白	●Brilliant more W	35		

含嗽剤	殺菌	●Systema SP-Tメディカルガーグル	36
洗口剤	歯周病予防	●Systema 薬用デンタルリンス	37
医薬品	医療用医薬品	●フッ化ナトリウム洗口液0.1%【ライオン】	38
	一般用医薬品	●デントヘルス PRO A	39
口腔ケア		●エラックハブラシ620	40
		●エラック ハミガキ	41
		●エラック510 (口腔粘膜ケア用ブラシ)	42
		●エラック541 (仕上げ磨き用歯ブラシ)	
		●エラックバイトチューブ	43
義歯ケア		●エラック義歯洗浄剤	43
		●エラック義歯ブラシ らくらくスタイル	44
		●ライオデント義歯ブラシ	
口中清涼剤	保湿・口臭ケア	●アクアバランス薬用マウススプレー	45
食品		●Systema 歯科用オーラルヘルスタブレット	45
その他		●DENT.リキッドプラークテスター	46
		●DENT.プラークテスター 綿棒タイプ	
唾液検査		●多項目・短時間唾液検査システム Salivary Multi Test (SMT)	47
L-Lead			51
歯ブラシ スペック・価格表			53
歯間清掃用具等 スペック・価格表			55
歯磨剤・洗口剤等 成分表・価格表			56

患者様への販売対象でないものの価格については、本文中に表記しておりません。
 歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。
 写真提供者の所属・施設名は撮影時のものです。



製品の詳しい情報につまましては、ホームページをご覧ください。



URL




<https://www.lion-dent.co.jp/>

ライオン歯科材

検索

歯ブラシガイド

患者様の口腔内の状態や目的・部位に合わせてご用意した豊富なラインアップの中から、適切な歯ブラシを選んでいただき、ブラッシング指導にお役立てください。

		乳幼児	小学生	中学生
プラークコントロール用 (歯肉が健康な方)	臼歯部の スペシャルケア			
	ベーシックケア	p.21 EX kodomo F  転倒時などのお口への負担を低減。まがる・おれない「安全ハンドル」。		
		p.19-20 EX kodomo EX kodomo Disney  お子様の成長と歯列の状態に合わせて選べる子供用歯ブラシシリーズ。		
歯周ケア用	SPT期の方			
	ブラッシングスキル・意識 が高い方			
	ブラッシングが 苦手な方		p.10 DENT.EX systema genki j  上手にブラッシングできない若年者を対象とした歯周ケアに適した歯ブラシ。	
美白	白く輝く健康な歯へ			
TBIサポート	磨くときに 力を入れがちな方			
特定用途	部分清掃用			
	矯正治療中 のケア用			
	インプラントケア用			
	口腔ケア用			

高校生

大人(成人期)

大人(壮年・老年期)

p.13 DENT.MAXIMA

より予防意識の高い方にお薦めする、
薄さ2.6mmの超薄型コンパクトヘッド歯ブラシ。



p.11 Check-Up 歯ブラシ

ラウンド毛とスーパーテーパー毛のダブル植毛が歯間部・咬合面、
さらに臼歯部まで届き、高いプラーク除去効果を発揮。

p.12 DENT.EX Slimhead II

ロングネック、コンパクト&スリムヘッドで
充実したラインアップのスタンダード歯ブラシ。



p.9 Systema SP-T 歯ブラシ

歯周病安定期のセルフケアに適した
歯肉にやさしいみがき心地の歯ブラシ。

p.8 Systema AX

超薄型ヘッド×スーパーテーパー毛で、
口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く歯ブラシ。

p.7 Systema

すべての毛先が細くてしなやかなスーパーテーパー毛。
歯肉にやさしく、口腔内すみずみまで、しっかりプラークコントロール。

p.10 DENT.EX systema genki

幅広ヘッドで接触面積が広く、歯面・歯頸部から歯肉までの
ブラッシングが効率よくできる歯ブラシ。



p.10 DENT.EX systema genki f



p.14 Brilliant more 歯ブラシ

円錐状毛束がステインの付着しやすい歯間部へ
の到達性と刷掃力を発揮。

p.15 DENT.EX オーバーブラッシングケア

歯磨き時の力の入れすぎを、しなるハンドルと
“音”で適切なブラッシング圧へ導きます。


p.16 DENT.EX onetuft



歯間部、歯頸部、叢生部など、磨き残しがちな
部位の清掃に適した歯ブラシ。



p.18 DENT.EX Orthodontic



矯正装置のタイプや年齢、口腔状態により選べる
矯正治療中の方向けの歯ブラシ。

p.17 DENT.EX ImplantCare



インプラント施術後からメイン
テナンスまでカバーするインブ
ラント装着者向けの歯ブラシ。



p.40 エラックハブラシ620



小さな開口でも入れやすく、奥歯も磨き
やすい介護用歯ブラシ。

p.42 エラック510



効率よく清掃できる粘膜用ブラシ。

p.42 エラック541



口腔内をやさしく清掃できる仕上げ
磨き用歯ブラシ(専門的ケア用)。

歯磨剤・洗口剤ガイド①

患者様ごとの口腔状態のリスクに応じた歯磨剤、洗口剤を選択していただき、セルフケア指導にお役立てください。

	配合成分	特徴	製品	
			歯周病リスクが高い方に  フッ化物高濃度配合品 1450ppmF 医薬部外品 販売名: システムSP-T ジェルCa P.26 Systema SP-T ジェル	歯周病リスクがある方に  フッ化物高濃度配合品 1450ppmF 医薬部外品 販売名: システムHPPb P.27 Systema ハグキプラス EX
			研磨性	剤型
			研磨剤無配合	高粘性ジェル
			薬用成分が長くとどまる	歯の汚れをしっかりと落とす
				ソフトペースト
ホストケア 歯肉や歯槽骨などの歯周組織へアプローチして歯周病を予防する	ビタミンE (酢酸トコフェロール)	歯肉の防御力を高める	● 高濃度配合※1	●
	トラネキサム酸	歯肉の炎症・出血を抑える	●	●
	β-グリチルレチン酸	歯肉の炎症を抑える	●	
	イプシロン-アミノカプロン酸	歯肉の炎症を抑える		
殺菌	IPMP (イソプロピルメチルフェノール)	バイオフィルムに浸透し殺菌、歯肉炎を予防する	● 高濃度配合※1	●
	CPC (塩化セチルピリジニウム)	浮遊性の細菌を殺菌する		
	ラウロイルサルコシンNa	浮遊菌を殺菌して、口臭を防ぐ	●	●
知覚過敏症状予防	硝酸カリウム	歯髄神経の興奮を鎮め、刺激の伝達を抑制 (すばやく作用する)		
	乳酸アルミニウム	痛みの伝達経路となる象牙細管を封鎖 (持続的に作用する)		
う蝕予防	フッ化物 (フッ化ナトリウム、またはモノフルオロリン酸ナトリウム)	歯の再石灰化を促進し、う蝕の発生と進行を予防	● フッ化ナトリウム1450ppmF	● フッ化ナトリウム1450ppmF
抗炎症	グリチルリチン酸二カリウム	口腔内及びのどの殺菌・消毒		
口臭予防	l-メントール	口中に清涼感を与え、口臭除去		

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。●フッ化物高濃度配合品 (1450ppmF) の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

※1 本表の歯磨剤4アイテム中。

歯周病予防

歯周病が
気になる方に



【医薬部外品】
販売名：
システマDPαa

P.28 Systema
Dentalpaste α

低研磨

口腔内にすばやく広がる
ソフトペースト



知覚過敏の症状が
気になる方に



フッ化物
高濃度配合品
1450ppmF
【医薬部外品】
販売名：
システマ
センシティブAa

P.30 Systema
Sensitive

低研磨

口腔内にすばやく広がる
ソフトペースト



●
フッ化ナトリウム

●
モノフルオロリン酸ナトリウム1450ppmF

口腔全体のケアに



【医薬部外品】
液体歯磨
販売名：
デント・システマ
デンタルリンスNa

P.37 Systema
薬用デンタルリンス

—

うすめずにそのまま使用



原液タイプ

歯間の
集中ケアに



【医薬部外品】販売名：
システマジェルFa

P.29 Systema
薬用歯間ジェル

研磨剤無配合

唾液と反応してゲル化する



ソフトジェル

●
モノフルオロリン酸ナトリウム

●
(グリチルレチン酸)

殺菌

口腔内の殺菌に



【指定医薬部外品】
販売名：
ピラウがい薬-P
効能・効果：
口腔内及びのど
の殺菌・消毒・
洗浄、口臭の除去

P.36 Systema SP-T
メディカルガーグル

—

水100mLに
本品6~10滴を滴下



希釈タイプ

●

●

歯磨剤・洗口剤ガイド②

効果的なう蝕予防には、年齢・口腔内の状況・生活習慣等に合わせたきめ細かな対応が必要です。年齢とう蝕リスクに応じた適切なフッ化物製剤を選択していただき、効果的な使い方のポイントもお伝えください。

う蝕ケア

毎食後の歯みがきに

ソフトペースト



低研磨

ジェル



研磨剤無配合

すすぎが簡単なので乳幼児や高齢者に

泡



研磨剤無配合

P.31

Check-Up standard

医薬部外品

P.32

Check-Up rootcare

医薬部外品

P.34

Check-Up foam

医薬部外品



マイルドピュアミント マイルドトラスミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF



P.33

Check-Up kodomo

医薬部外品

Check-Up kodomo 500

医薬部外品



ストロベリー アップル グレープ

フッ化ナトリウム950ppmF

ぶどう

フッ化ナトリウム500ppmF



マイルドミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF



フッ化ナトリウム950ppmF

就寝前のフッ素トリートメントに

ジェル



研磨剤無配合

特にう蝕リスクの高い方に

液



P.34

Check-Up gel

医薬部外品

P.38

フッ化ナトリウム
洗口液0.1%
【ライオン】

医療用医薬品



バナナ

フッ化ナトリウム500ppmF



ピーチ

フッ化ナトリウム950ppmF



グレープ



レモンティー



ミント

フッ化ナトリウム 1450ppmF

殺菌成分CPC® 配合

※塩化セチルピリジニウム



フッ化ナトリウム450ppmF

毎日の洗口に適しています。

ご注意

●発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参して医師に相談してください。

●歯科医師・歯科衛生士の指導のもとにお使いください。

※食物や薬などによりアレルギー様症状を起こしたことがあるお子様や喘息のお子様は特に注意してください。

〈効果的な使い方のポイント〉

適量を使用する

1回の適正使用量は年齢によって異なります。

6カ月～2歳
(歯の萌出)



3～5歳



6～14歳




15歳以上



使用後の洗口量を少なくする

歯みがき後の洗口量は、約15mlの水で1回(5秒間程度)の少量洗口が推奨されています。

〈15mlの目安〉




大きさ1杯分

ペットボトルキャップ
約2杯分

1日の使用回数を多くする

朝・昼・夕食後の歯みがき、就寝前のジェルまたは洗口剤の使用をおすすめします。



〈年齢・う蝕リスク別の製剤組合せチャート〉

う蝕リスク	～5歳 (乳幼児期)		6～14歳 (学齢期)		15歳～高齢期		要介護者など		
	根面露出なし	根面露出あり	根面露出なし	根面露出あり	根面露出なし	根面露出あり			
高	毎食後 kodomo 医薬部外品 500ppmF	就寝前 ※2 foam 医薬部外品 950ppmF or gel (バナナ) 医薬部外品 500ppmF	毎食後 kodomo 医薬部外品 950ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後 standard 医薬部外品 1450ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後 rootcare 医薬部外品 1450ppmF	就寝前 ※1 フッ化ナトリウム 洗口液0.1% 【ライオン】 医療用医薬品 450ppmF	毎食後 foam 医薬部外品 950ppmF
中	kodomo 医薬部外品 500ppmF	※2 foam 医薬部外品 950ppmF or gel (バナナ) 医薬部外品 500ppmF	kodomo 医薬部外品 950ppmF	gel (ピーチ・グレープ・ レモンティー) 医薬部外品 950ppmF	standard 医薬部外品 1450ppmF	gel (ミント) 医薬部外品 1450ppmF	rootcare 医薬部外品 1450ppmF		foam 医薬部外品 950ppmF
低	kodomo 医薬部外品 500ppmF		kodomo 医薬部外品 950ppmF		standard 医薬部外品 1450ppmF		rootcare 医薬部外品 1450ppmF		foam 医薬部外品 950ppmF

● フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。
 ※1 1日1回食後または就寝前に洗口してください。その他用法及び用量、使用上の注意などについては、添付文書をご覧ください。
 ※2 うがいが苦手な乳幼児や高齢者はfoamをご使用ください。

【参考文献】日本口腔衛生学会フッ化物応用委員会編：う蝕予防の実践 フッ化物局所応用実施マニュアル：社会保険研究所、2017。
 年齢に応じたフッ化物応用について改変引用

細くしなやかなスーパーテーパード毛の
歯周ケア用歯ブラシ。

Systema



42M/レギュラーサイズのヘッド



42H/レギュラーサイズのヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



44M/口腔内で動かしやすい小型ヘッド




44H/小型ヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 300円


狭い隙間に毛先が無理なく届いてプラークコントロール

1 歯肉へのストレスを最小限に抑え、やさしい磨き心地。



2 歯周ポケット、歯間部など、狭い隙間に容易に到達するスーパーテーパード毛がプラークをしっかりと除去。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ハンドルカラー (各5色)



口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く
一歩進んだ歯周ケアのための歯ブラシ。

Systema AX



44M / 口腔内で動かしやすい超薄型コンパクトヘッド



44H / 超薄型コンパクトヘッドで植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ



45M / さらに口腔内で動かしやすい超薄型超コンパクトヘッド



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円


歯間、歯頸部から最後臼歯部まで、口腔内すみずみをしっかりケアできます

- ① 厚さ2.6mm超薄型コンパクトヘッド。
口腔内での動かしやすさを追求した設計です。




- ② 歯肉へのストレスを抑えた
スーパーテーパード毛で歯肉
にやさしい磨き心地です。
歯頸部・歯間部など、狭い
隙間にも毛先がよく届きます。

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス
有限要素法解析



強いストレスを赤で表示
ライオン(株)データ



- ③ どんな部位にもまんべんなく届き、自然と毛先がコントロールしやすいロング&スリムネックのストレートハンドル。

- ④ どんな握り方にも対応できるソフトラバー付き曲面グリップ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ハンドルカラー (各4色)



歯周病安定期のセルフケアに適した
歯肉にやさしい磨き心地の歯ブラシです。


Systema SP-T 歯ブラシ




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

炎症が起こりがちな歯周病ハイリスク部位をケアできます

- ① 細くしなやかなスーパーテーパード毛を密に植毛。先端部 0.01mm。歯周ポケットや歯間部など狭いすき間に届き、優れた刷掃力を発揮します。



SP-T歯ブラシ(スーパーテーパード毛)の設計




「Systema SP-T歯ブラシ」の植毛本数は「Systema 44M」の約2倍

歯肉へのやさしさと
確かな刷掃力を両立


- ② 歯肉へのストレスを抑え、歯肉にやさしい磨き心地です。

有限要素法による歯肉へのストレス解析

解析条件
〈曲面歯肉モデル〉
〈刷掃距離〉10mm
〈ブラッシング力〉200g



ラウンド加工毛 Sタイプ歯ブラシ (Slimhead II 33S)



強いストレスほど赤に近く表示

- ③ 全体がコンパクトで口腔内で動かしやすいヘッド部と、コントロール性に優れたストレートハンドルです。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ヘッド側面写真(実物大)



ハンドルカラー (2色)



効率よくブラッシングできる
幅広ヘッド歯ブラシ。

DENT.**EX** systema genki genki f genki j



genki
コンパクトヘッド歯ブラシでは上手く磨けない方に。



genki f
genkiのヘッドでは大きいと感じる方に。



genki j
ブラッシングが苦手な若年者に。


メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 400円

口腔サイズに合わせて使いやすい3つのgenkiをラインアップ

- ① 接触面積が広い幅広ヘッド。
歯面・歯頸部から歯肉まで効率よく磨けます。



- ② 歯周ポケットに届きやすいスーパーテーパード毛。
細くしなやかで、歯肉へのストレスを抑えます。



- ③ 握りやすい滑らかな曲面のためのグリップ。
どんな握り方でも使いやすい。

genkiシリーズはこんな患者様にお薦めください。

genki

- コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない方
- 矯正装置をつけている方
- 欠損歯がある方
- 歯周病を主訴される方
(歯肉の発赤・腫張、出血、歯の動揺、口臭など)
- 象牙質知覚過敏の方
- 舌苔がある方


genki f

- 口腔サイズの小さな方
- 女性の方
- genkiのヘッドでは大きいと感じる方

genki j

- 上手にブラッシングできないため、
歯肉炎リスクが高まる 9~15歳くらいの若年者

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



プラークコントロール歯ブラシの スタンダードへ^{*} ※社内

Check-Up 歯ブラシ



standardタイプ S



standardタイプ M




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **320円**


「フラットダブル植毛」でプラークにダブルアプローチ

- 1 フラットダブル植毛の高い清掃力。
毛先面がフラットで当てやすく、ダブル植毛が歯間部・咬合面どちらのプラークも除去。

●歯間部の清掃力




●咬合面の清掃力



歯間部の清掃力がラウンド毛歯ブラシより有意に優れることを確認

咬合面の清掃力はラウンド毛歯ブラシと同等であることを確認

※顎模型下顎左第一大臼歯にモデル歯垢を塗布し、剛掃後の歯垢が除去された比率を画像解析で算出。荷重:200g 剛掃回数:10回 Slimhead II 33Mを100とした場合の指数。



ヘッドの大きさ＆植毛配列(実物大)

- standardタイプ S



- standardタイプ M



ハンドルカラー(各3色)



- 2 3.0mm薄型ヘッド＆スリムネックで臼歯部にもムリなく届く。

- 3 持ちやすくすべりにくいラバーハンドル。



操作性を追求した
歯科用歯ブラシのスタンダード。

DENT. EX Slimhead II



33S



33M



33H



34S



34M




34H



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 290円

患者様ごとのブラッシング指導に合わせて選べる6タイプ

- ① 臼歯部にラクに届き、清掃しやすいヘッド+ネックが60mmのロングネック。歯頸部に当てやすい先端厚3.9mmのスリムヘッド。持ちやすいラウンドハンドル。



- ② 歯間部に毛先が入りやすく、コントロールしやすい植毛仕様。
- ③ ヘッドサイズ(33、34)、毛の硬さ(S、M、H)で選べる6タイプ。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)


- 33 (S、M、H)



- 34 (S、M、H)



ハンドルカラー(各4色)



ハンドルカラーに合わせた
専用キャップ付き。

狭い口腔内でもコントロールしやすい
超薄型コンパクトヘッド。

DENT. MAXIMA



S(ソフト)
歯肉に炎症のある歯周病の初期治療時のプラークコントロールに。



MS(ミディアムソフト)
炎症のあまり強くない歯周病メンテナンス期のプラークコントロールに。




M(ミディアム)
歯肉の健康な方に。より確実なプラークコントロールのために。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **380円**

最後臼歯部までの確実なブラッシングのため、使いやすさを追求

- 1 頬側面や最後臼歯部に毛先が当てやすい先端厚2.6mmの超薄型ヘッド。植毛穴からヘッドの縁までわずか0.7mm。口腔内で毛先を動かしやすい設計です。




- 2 毛先が最後臼歯遠心面に届く、ロング&スリムネックを採用。最後臼歯部へも無理なく楽に毛先が届きます。



- 3 フィット感があり、滑りにくく持ちやすいハンドルです。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)



ヘッド側面写真(実物大)



ハンドルカラー(各4色)







ステインが付着しやすい
歯間部のステインもオフ。

Brilliant more 歯ブラシ



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **350円**

ステインの付着しやすい歯間部も磨きやすい円錐状毛束

- 1つ1つの毛束が円錐状にカットされ、ステインの付着しやすい歯間部への優れた到達性と刷掃力を発揮します。

- 内側に3°傾斜したネックで、舌側・口蓋側のステインもオフ。

- 口腔内での操作性に優れたコンパクトヘッド、ペングリップに適したハンドル形状。

- 携帯に便利な歯ブラシキャップ付き。


ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)



ヘッド側面写真 (実物大)



ハンドルカラー (3色)



“カチッ”と音でお知らせ。
オーバースタッキングの改善をサポート。

DENT.EX オーバースタッキングケア



S(やわらかめ)



M(ふつう)



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**


強すぎる力で歯や歯ぐきを傷めないために

- 1 みがかく力が強すぎる人も、力の入れ過ぎが音で分かり、適切なブラッシング圧に導きます。
- 2 先端厚2.6mmの超薄型ヘッドで、最後臼歯部まで無理なく楽に毛先が届き、歯垢を落とします。
- 3 ラウンド加工毛でプラークもしっかりケア。



*アラーム部

●使用テストによるブラッシング圧測定結果(N=7 平均)




ヘッド部：オーバースタッキングケアと同一 ※ライオン調べ

2.6mm

- 3 ラウンド加工毛でプラークもしっかりケア。

●歯垢除去力の比較



※Slimhead II 33Mを100とした場合の指数。モデル歯垢(プラーク)除去力評価(上顎第一大臼歯の全体) 荷重：200g ※ライオン調べ

ヘッドの大きさと植毛配列
(実物大)



ヘッド側面写真
(実物大)




ハンドルカラー
(各1色)




磨き残しがちな部位の
部分磨き用歯ブラシ。

DENT. EX onetuft



Systema

長めのスーパーテーパード毛を活かして、歯周ポケットケアや(露出)根分岐部ケアに。




Systema Short

短めのスーパーテーパード毛により、目的部位への毛先コントロール性とかき取り力がアップ。



M

優れた刷掃力で目的部位をしっかりとブラッシング。



S

歯肉に接する部位に適した優しい磨き心地。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **300円**

部位や症例に応じて使い分けられる4タイプ

1 患者様の状態に合わせて選べる4種類の植毛仕様をラインアップ。

●Systema


歯周ポケットなど、毛先の届きにくい奥まで。



歯周ポケット

●Systema Short


歯間部など、毛先の届きにくい細部や隙間。



狭い歯間部

●M


叢生部など、磨き残しがちな部位。



叢生部

●S

歯頸部など、デリケートな歯肉辺縁。



歯頸部

2 握りやすく、微妙な操作に対応できるラウンド状のハンドル。


3 内側に5°傾斜したネック形状。舌側のプラークコントロールがしやすい。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

●Systema



●Systema Short



●M



●S



ハンドルカラー(各3色)



術後からメンテナンスまで、
インプラント患者様のセルフケアに。

DENT. EX ImplantCare



US(ウルトラソフト)
抜糸後のデリケートな歯肉、隣在歯のケアに。



DENT. EX ImplantCare-US

ハンドルカラー(1色)



OT(ワンタフト)
ソフトで、毛先を狙った部位に当てやすい仕様。



DENT. EX ImplantCare-OT

ハンドルカラー(1色)



TR(Two Rows:二列)
歯頸部にしっかり毛先が入り込む二列植毛。



DENT. EX ImplantCare-TR

ハンドルカラー(1色)

超ソフトタイプ

インプラント手術後のケアに

歯科用 DENT. EX ImplantCare-US

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 300円

インプラントの治療ステップに合わせて選べる3タイプ

1次手術

抜糸

2次手術

メンテナンス

DENT. EX ImplantCare-US

DENT. EX ImplantCare-TR

DENT. EX ImplantCare-OT

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)


●US(ウルトラソフト)



●OT(ワンタフト)



●TR(Two Rows:二列)



監修 / 日本歯科大学 新潟病院 歯科衛生科 松岡恵理子さん

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

矯正治療中のプラークコントロールに。


DENT. EX Orthodontic (オルソドンティック)



ハンドルカラー（2色）



ハンドルカラー（2色）



ハンドルカラー（2色）



ハンドルカラー（2色）



メーカー希望患者様向け価格／個（税抜） **300円**

矯正中の部位、矯正の段階に応じて選べる4タイプ

- Orthodontic-R
屋根型の3列植毛。
矯正治療中のベーシックモデル。

ヘッドの大きさと植毛配列（実物大）



- Orthodontic-U
ワイヤー、ブラケットを
覆って磨く3列U字カット。

ヘッドの大きさと植毛配列（実物大）



- Orthodontic-T
ワイヤーを挟みこむように
清掃する2列植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列（実物大）



- Orthodontic-P
内側に15°傾斜したネック。
山型カットの小型ヘッド。

ヘッドの大きさと植毛配列（実物大）



お子様の歯列状態に合わせて選べる 子供用歯ブラシ。

EX kodomo



11S, 11M
混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)



12S, 12M
混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)



13S, 13M
乳幼児用 (適用年齢0~6歳)




14S, 14M
仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **240円**

お子様の成長に合わせて、植毛・毛の硬さをセレクト

- 1 毛の硬さは2種類。目的に応じて選べます。
 - ブラッシングの習慣化のためにやさしい磨き心地の「S(ソフト)」
 - プラークをしっかり除去するための「M(ミディアム)」

- 2 「S」はフラットテーパー毛を採用し、毛先の反発力が小さくソフトでやさしい磨き心地。凹凸部分や歯と歯の間にまで毛先が届き、プラークをしっかりと除去します。



フラットテーパー毛

- 3 かわいい4つのキャラクターと、明るく元気な4色のハンドルカラーで、歯みがきを楽しめます。

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

- 11S, 11M



ハンドルカラー(各4色)



- 12S, 12M



ハンドルカラー(各4色)



- 13S, 13M



ハンドルカラー(各4色)



- 14S, 14M



ハンドルカラー(各4色)



お子様に人気のディズニーキャラクターたちと
楽しい歯みがきタイム。

EX kodomo Disney



11M / 混合歯列後期用 (適用年齢8~12歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&グーフィー)



12M / 混合歯列前期用 (適用年齢5~9歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&ドナルド)



13M / 乳幼児用 (適用年齢0~6歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&プルート)



14M / 仕上げ磨き用 (適用年齢0~6歳)
(パッケージキャラクター: ミッキー&ミニニー)

©Disney 歯ブラシのハンドルについているキャラクターは全品種ミッキーマウスです。

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **240円**

小さい頃から、歯みがき習慣が身につく子供用歯ブラシ

1 お子様の成長や歯列の状態に合わせて選べる4タイプ。

2 お子様のさまざまな握り方に対応する太めのラウンドハンドル。



乳幼児のバームグリップ



小学生のバームグリップ



仕上げ磨きのペングリップ

ヘッドの大きさと植毛配列(実物大)

●11M



ハンドルカラー(各4色)



●12M



ハンドルカラー(各4色)



●13M



ハンドルカラー(各4色)



●14M



ハンドルカラー(各4色)



転倒時などのお口への負担を低減。
まがる・おれない「安全ハンドル」の乳歯期用子供歯ブラシ。

EX kodomo F



0~2才用
ブラッシングの習慣づけに




3~5才用
きちんと磨けて歯垢も落とせる

メーカー希望価格/個(税抜) **250円**

毎日の歯みがきの安全性と磨きやすさを両立

1 転倒時などお口への負担を低減。まがる・おれない「安全ハンドル」。

■ 子供歯ブラシ 転倒時ネック変形最大荷重



口腔内への
衝撃
約 **90%**
低減

● ライオン (株) データ
● 1才女児相当の身長・体重で転倒した場合に歯ブラシに加わる最大荷重を比較 (n=6)

2 子供による自分磨きでも、清掃力をしっかり確保 (3~5才用)。

3 しっかり握れるためのストレートハンドル。

4 毎日の歯みがきが楽しくなる
かわいい動物キャラクター。



ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大)

● 0~2才用



● 3~5才用



ハンドルカラー (各3色)



※ 青山ら:小児歯科学雑誌57 (3) :396-403 (2019).

高い耐久性と操作性、
7サイズの豊富なラインアップの歯間ブラシ。

DENT.EX 歯間ブラシ

歯間清掃用具
歯間ブラシ

携帯用キャップ付き。



院内指導用



DENT.EX歯間ブラシ (40) 院内指導用
(40本入、各携帯用キャップ付き、指導用リーフレット40部付き)



<製品内容>4本入、各携帯用キャップ付き
メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **500円**

確実なプラークコントロールを実現

- 1 テーパーノズル[※]を採用し、
超合金SAワイヤーの耐久性が大幅にアップしました。(当社比)
- 2 臼歯部にもブラシを曲げずに挿入できる110°アングル。
頬側、舌側のどちらでも高い操作性を發揮。
- 3 挿入角度が調整しやすく、
ペングリップで持ちやすい85mmホルダー。

こんな患者様にオススメ

- 歯間部をじっくりケアしたい方に
- 臼歯部のケアをしたい方に



歯間サイズに合わせて選べる7タイプ

タイプ	通過径	毛切形状(実物大)
4S	φ0.6mm~	←10mm→
SSS	φ0.7mm~	
SS	φ0.9mm~	
S	φ1.2mm~	
M	φ1.4mm~	
L	φ1.6mm~	
LL	φ2.2mm~	←12mm→

しっかり握れて、ていねいなケアに適した
L字型ロングホルダーの歯間ブラシ。

DENT. EX 歯間ブラシ ロング long

歯間清掃用具
歯間ブラシ

〈製品内容〉

- ホルダー1本、ブラシチップ3個、キャップ1個



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **470円**

しっかり握れるロングホルダー

- 1 やや太めで手のひらにフィット。操作性に優れ、どの部位にも無理なく届く、ロングホルダーハンドル。
- 2 替えブラシは選べる6種類。ブラシの着脱もきわめて簡単です。
- 3 歯間に挿入しやすい110°アングルネック。白歯部なども清掃しやすい設計です。



使用部位で選べる6タイプ。

DENT. EX 歯間ブラシ long & micro motion ロング long & マイクロモーション 専用替えブラシ

〈製品内容〉

- ブラシチップ4個、long用・マイクロモーション用キャップ各1個



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **400円**

歯間サイズに合わせて選べる6タイプ

タイプ	通過径	毛切形状(実物大)
SSS	φ0.7mm~	←10mm→
SS	φ0.8mm~	←12mm→
S	φ1.2mm~	
M	φ1.5mm~	
L	φ2.0mm~	
LL	φ2.4mm~	

*SSSが入らない狭い歯間にはデンタルフロスをお使いください。

切れにくく、使いやすい
Y字型ホルダーのデンタルフロス。

DENT. EX ウルトラフロス

歯間清掃用具

デンタルフロス



S: 細めタイプ(狭い歯間用)

M: 普通タイプ(一般歯間用)



S10(10本入)



M10(10本入)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **490円**



S3(3本入)



M3(3本入)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **200円**




DENT. EX ウルトラフロス 院内指導用
S40、M40 (40本入、指導用リーフレット40部付き)

手軽に使えるY字型ホルダーがフロッシング習慣をサポート

- 1 切れにくく、狭い歯間に入りやすい『テクミロン™』を採用しています。わずかなたるみを持たせ、歯面と接触しやすくなっています。



届きにくい白歯部も
手軽に清掃できます。



- 2 丈夫で持ちやすく、操作性に優れたY字型ホルダー。
- 3 フロッシングを楽しく彩るポップなホルダーカラー。
- 4 水で洗って繰り返し使えるので経済的。

ハンドルカラー (各5色)



スポンジ状に膨らみ、 効率よくプラークを除去するデンタルフロス。

DENT. **e**-floss

歯間清掃用具

デンタルフロス






唾液で膨らむ
エキスパンディングフロス。

メーカー希望
患者様向け価格/個(40m)(税抜) **380円**

歯間に挿入しやすく、歯肉にも指にもソフトな使い心地

- 1 唾液に触れると直径約4倍のスポンジ状に膨らむエキスパンディングフロスを採用。独自の3次元ループ構造により、広い刷掃面積で効率よくプラークを絡め取ります。



3次元ループ構造

- 2 指にソフトな感触で、巻きつけても痛みがありません。



ケースカラー (4色)



- 3 携帯に便利な半透明ケース。減り具合がひと目でわかります。

弱った部位をやさしくじっくりみがける
歯周病の発症を防ぐ研磨剤無配合の歯磨剤。

フッ化物
配合

歯周病
予防

研磨剤
無配合

Systema SP-T ジェル

医薬部外品

販売名：システムSP-TジェルCa



85g

フッ化ナトリウム 1450ppmF



粘性の高いジェル
(グリーン)


メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 1,500円

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。


歯肉の防御力を高めるホストケア成分<VE>と殺菌成分を配合！

① 薬用成分VEが歯肉の防御力を高め歯周病を予防します。

※1 VE (ビタミンE)：酢酸トコフェロール



VEは、歯肉細胞を活性化して歯肉組織を修復します。



VEは、歯肉上皮を強化して歯肉内部への歯周病原因子の侵入を防ぎます

② 殺菌成分IPMPがバイオフィルムに浸透し殺菌、歯肉炎を予防します。

※2 イソプロピルメチルフェノール

③ 抗炎症成分トラネキサム酸配合。歯肉の炎症・出血を抑えます。

④ 抗炎症成分β-グリチルレチン酸配合。歯肉の炎症を抑えます。

⑤ ラウロイルサルコシナトリウム配合。口臭を予防します。

⑥ フッ化ナトリウム1450ppmF。むし歯の発生・進行を予防します。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.co.jp/>

ライオン歯科材 検索

歯磨剤

歯周病予防

歯肉の防御力を高めて 歯周病を防ぐ!



Systema Haguki Plus EX

医薬部外品

販売名: システムHPPb

歯
磨
剤

歯
周
病
予
防



90g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**



歯の汚れをしっかりと落とす
ソフトペースト(グリーン)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **850円**


6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

今の歯周病ケアは「殺菌」 + 「ホストケア」

*ライオン歯科材の歯周ケア歯磨剤の考え方

- 1 歯肉の防御力を高めるホストケア成分^{※1}「VE」が歯周病を予防。
※1 VE (ビタミンE) : 酢酸トコフェロール
- 2 抗炎症成分トラネキサム酸配合。歯肉の炎症、出血を抑えます。
- 3 殺菌成分^{※2}IPMPがバイオフィルムに浸透殺菌し、歯肉炎を防ぐ。
※2 イソプロピルメチルフェノール
- 4 LSS (ラウロイルサルコシナトリウム) が浮遊菌を殺菌し、口臭を予防。
- 5 フッ化ナトリウム1450ppmF配合。むし歯の発生・進行を予防。

歯周病リスクのある方に 殺菌+ホストケア



「ホストケア」とは、歯肉や歯槽骨などの歯周組織へアプローチして歯周病を予防する考え方です。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

浸透・殺菌しさらに抗炎症作用で
歯周病を予防する歯磨剤。

歯周病
予防

フッ化物
配合

低発泡
低香味


低研磨

Systema Dentalpaste α

医薬部外品
販売名：システムDPα



バイオフィルムの内部まで
※1 IPMPが浸透・殺菌。



※1 イソプロピルメチルフェノール

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 500円

3つの薬用成分の働きにより、歯周病や口臭を予防

- 薬用成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)がバイオフィルムに浸透し殺菌、歯肉炎を予防します。
ヒトのバイオフィルムに対するIPMPの浸透殺菌力
IPMP処理後 [表面] [断面]
CPC※2処理後 [表面] [断面]
(緑色は生菌、赤色は死菌を示します) ※2 塩化セチルピリジニウム
- トラネキサム酸が歯肉の炎症、出血を抑えます。
- ラウロイルサルコシナトリウムの働きで口臭を防止。
- 低発泡、低研磨、低香味なので、長時間ブラッシングに最適。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.co.jp/>

歯磨剤

歯周病予防

リスク部位を集中的にケアする 歯周病予防ジェル。

歯周病
予防

フッ化物
配合

研磨剤
無配合

Systema


システマ
薬用 歯間ジェル

医薬部外品

販売名：システマジェルFa

歯
磨
剤

歯
周
病
予
防



20ml

歯間ブラシや
ワンダフトブラシを用いて
歯間ケア。



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **500円**

ゲル化して、薬用成分が歯周病の発症部位に長く滞留

1 バイオフィルムに浸透し殺菌するIPMP^{※1}、口腔内の浮遊性細菌を殺菌するCPC^{※2}が効果的に働きます。
※1 イソプロピルメチルフェノール ※2 塩化セチルピリジニウム

2 フッ素配合で、歯肉退縮に伴う根面う蝕の発生・進行も防ぎます。

3 さらにさらさらのジェルが唾液と反応してゲル化。歯間部に長くとどまり効果を発揮。

狭い歯周ポケット
に入りやすい

液状から

唾液やうがいで
流れにくい

ゲル状へ



唾液中の
Caイオンと
反応してゲル化



歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。


しみる痛みのもとをダブルで防ぐ 知覚過敏症状予防歯磨剤。



Systema Sensitive

システム センシティブ

医薬部外品
販売名：システムセンシティブAa



85g
モノフルオロリン酸ナトリウム 1450ppmF

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 900円

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

知覚過敏の症状をダブルで防ぐ。さらに歯周病・う蝕を予防

① 知覚過敏の“しみる”痛みのもとをダブルで防ぐ。

即効性の硝酸カリウム……… 歯髄神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を抑制。
持続性の乳酸アルミニウム……… 痛みの伝達経路となる象牙細管を封鎖。




③ IPMP (イソプロピルメチルフェノール)、トラネキサム酸配合で、歯周病を予防。

④ MFP (モノフルオロリン酸ナトリウム) 1450ppmF 配合。むし歯の発生・進行を予防します。

⑤ ていねいにブラッシングしやすい低研磨・低発泡・マイルドな香味。

② コーティング剤「カチオン化セルロース(ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド)」を配合、乳酸アルミニウムの象牙質への吸着を早めます。

■ 乳酸アルミニウムによる象牙細管封鎖効果の比較



歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.co.jp/>

歯磨剤
知覚過敏ケア

フッ素高滞留処方。
う蝕予防歯磨剤のスタンダード^{*}。
*ブランド内

フッ化物
配合

低発泡
低香味


低研磨

Check-Up standard

医薬部外品

歯磨剤

う蝕予防



ソフトペーストタイプ

マイルドピュアミント
販売名:チェック・アップSTeA

マイルドシトラスミント
販売名:チェック・アップSTeB

Check-Up standard
135g

フッ化ナトリウム 1450ppmF


メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 600円

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

さらに進化した独自のフッ素高滞留処方

1 独自のフッ素高滞留処方により、フッ素が口腔内に長くとどまります。


グリセリン酸カルシウム(助剤)
ピロリン酸四カリウム(助剤)



フッ素滞留性の比較:
ライオン(株)研究所によるHAp板(歯面を模したハイドロキシアパタイトの板)試験 N:4

フッ素滞留性が大幅に
向上します。

カチオン化セルロース^{*}



^{*}カチオン化セルロース(コーティング剤):
ヒドロキシエチルセルロースシメチルジアリルアンモニウムクロリド

プラス電荷をもつカチオン化セルロースがマイナスのフッ素イオン(マイナスイオン)を静電作用により歯面に引きつけます。

2 フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペースト。

3 歯や歯肉にやさしい低研磨性。

4 少ない泡立ち、やさしい香味なので、少量洗口が可能。より多くのフッ素を残せます。

5 フッ化ナトリウム1450ppmF。むし歯の発生・進行を予防します。

根面が露出した口腔内におすすめのう蝕予防歯磨剤。

フッ化物配合

知覚過敏ケア

低発泡低香味

研磨剤無配合

Check-Up rootcare

医薬部外品

販売名：チェックアップRAa

高齢者にも見やすい
クリアブルーのジェル。





90g

フッ化ナトリウム **1450ppmF**

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

850円

〈根面う蝕発症のメカニズム〉



歯磨剤
う蝕予防

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

根面が露出した口腔内におすすめの処方

- 1 NaF(フッ化ナトリウム)1450ppmF配合で、エナメル質と象牙質のう蝕を予防。
- 2 コーティング剤PCA(ピロリドンカルボン酸)が露出した象牙質表面のコラーゲンをコーティング。さらに、フッ素を長く留めます。
- 3 硝酸カリウムが歯髄神経の興奮を鎮め、痛みの伝達を制御し、知覚過敏の症状を防ぎます。
- 4 殺菌成分CPC(塩化セチルピリジニウム)が口腔内の浮遊菌を殺菌し、歯肉炎・口臭を防ぐ。
- 5 象牙質にもやさしい研磨剤無配合ジェルタイプ。
- 6 低発泡、低香味で丁寧なブラッシングができ、少量洗口が可能。



お子様向け フッ化物配合歯磨剤のスタンダード。


フッ化物
配合

低発泡
低香味

低研磨

Check-Up kodomo・kodomo500

医薬部外品



ソフトペーストタイプ



ストロベリー

販売名：チェック・アップコードモAb



アップル

販売名：チェック・アップコードモAc
Check-Up kodomo
60g



グレープ

販売名：チェック・アップコードモAa



ぶどう

販売名：チェック・アップコードモBa
Check-Up kodomo 500
60g

フッ化ナトリウム950ppmF

フッ化ナトリウム500ppmF

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

250円

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

250円

で注意

●発疹などの異常が現れたときは使用を中止し、商品を持参して医師に相談してください。 ●歯科医師・歯科衛生士の指導のもとにお使いください。

※食物や薬などによりアレルギー様症状を起こしたことがあるお子様や喘息のお子様は特に注意してください。


フッ素を口腔内により長く保持するための独自処方

- 1 フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトペースト。
- 2 フッ素滞留性を高めた独自処方。カチオン化セルロース配合*。
- 3 歯や歯肉にやさしい低研磨性。
- 4 少ない泡立ち、やさしい香味なので、少量洗口が可能。より多くのフッ素を残せます。

*カチオン化セルロース

(ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド)

●フッ素の滞留性を高めるコーティング剤
プラス電荷をもつカチオン化セルロースが、マイナスのフッ素イオンを静電作用により歯面に引きつけることで、フッ素の滞留性が向上します。



F⁻ フッ素イオン + カチオン化セルロース イメージ図

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

歯磨剤


う蝕予防

いつもの歯みがきに加えて
使用するフッ化物配合ジェル。

フッ化物配合 低発泡 低香味 研磨剤無配合

Check-Up gel

医薬部外品



ジェルタイプ



バナナ

販売名：チェック・アップGXCa

60g

フッ化ナトリウム500ppmF

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

580円



ピーチ

販売名：チェック・アップGYc



グレープ

販売名：チェック・アップGYb

Check-Up gel
60g

フッ化ナトリウム950ppmF

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

580円



レモンティー

販売名：チェック・アップGYa



ミント

販売名：チェック・アップGZAa

75g

フッ化ナトリウム1450ppmF
殺菌成分CPC※配合

※塩化セチルピリジニウム

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

630円



泡状タイプ



Check-Up foam

販売名：チェック・アップフォームBb

100ml

フッ化ナトリウム950ppmF

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜)

1,000円

泡状の
フッ化物配合歯磨剤。

フッ化物配合 低香味 研磨剤無配合

Check-Up foam

医薬部外品

歯磨剤

う蝕予防

フッ素が歯面に滞留するジェルタイプ

- 1 フッ素が口腔内のすみずみまで広がりやすいソフトジェル。
- 2 フッ素滞留性を高めた独自処方。カチオン化セルロース配合。*
- 3 研磨剤無配合。
- 4 少ない泡立ち、やさしい香味なので、少量洗口が可能。より多くのフッ素を残せます。

泡状だからすすぎが簡単

- 1 きめ細かな泡状なので、少量でもフッ素が口腔内のすみずみまでいきわたります。
- 2 すすぎが簡単なので、うがいが苦手な乳幼児や高齢者に適しています。
- 3 きわめてマイルドな香味。
- 4 研磨剤無配合。
- 5 1本(容量100ml)で約500回使用可能。

6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

ステインを浮かせて落とし
口臭も防ぐ美白歯磨剤。

美白

フッ化物
配合

Brilliant more w

医薬部外品

歯磨剤
美白



すっきり爽やか
ナチュラルペパーミント

販売名：プリリアントモアBa

90g

マイルドな甘さ
アプリコットミント

販売名：プリリアントモアBb

90g

爽やか柑橘系
シトラスミント

販売名：プリリアントモアBc

90g

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **950円**

ダブル成分配合で、ステインを浮かせて落とす力がUP!


*1 清掃助剤/ピロリン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム

*2 ブラッシングで

1 ステインを浮き上がらせる成分、ピロリン酸ナトリウムとポリリン酸ナトリウム(清掃助剤)をダブルで配合。

■ステイン除去率

* ブラッシングを伴うモデルステイン除去試験
(ライオン実験データより)



■ピロリン酸ナトリウム・ポリリン酸ナトリウムによる美白メカニズム



エナメル質表面のカルシウムイオンCa⁺と、ステイン⁺よりも親和性の高いピロリン酸イオン⁻とポリリン酸イオン⁻が、ステインと歯の間に浸透し、浮き上がらせません。歯磨剤の清掃機能*とブラッシングによりすっきりと洗い流し、歯本来の白さを引き出します。

*清掃助剤=無水ケイ酸A

2 LSS(ラウロイルサルコシンナトリウム)が、口臭原因菌を殺菌し、口臭の発生を防ぎます。

口腔内及びのどを殺菌・消毒・洗浄する 殺菌力に優れた希釈タイプの含嗽剤。

Systema SP-T メディカルガーグル

指定医薬部外品

販売名：ピラウがい薬-P

効能・効果：口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

〈用法及び用量〉

1日数回、水約100mLに本品0.5mL(6~10滴)を滴下し、よくかき混ぜた後、うがいしてください。



100mL



20mL

含嗽剤

殺菌

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 100mL 1,300円/20mL 500円


口腔内の殺菌・消毒に優れた効果

- 1 殺菌効果に優れたセチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)配合。
- 2 抗炎症成分グリチルリチン酸二カルシウム(GK2)配合。
- 3 口中に清涼感を与え、口臭除去にも効果を発揮。
- 4 透明な液体なので、洗面台を汚しません。

CPCの浮遊菌殺菌力

CPCは、浮遊性細菌に対し、低い濃度から高い殺菌効果を発揮します。

■浮遊性 *A. viscosus* に対する各種抗菌剤の殺菌活性



森嶋ら 第53回日本口腔衛生学会総会発表(口腔衛生会誌, 54(4):437, 2004)データより改変

IPMP (イソプロピルメチルフェノール) 配合の 歯周病予防に適した洗口剤。

歯周病
予防

Systema 薬用デンタルリンス

医薬部外品

液体歯磨

販売名: デントシステムデンタルリンスNa (ノンアルコールタイプ)

ワンタッチで開閉でき、
適量を注ぎやすい
トグルキャップ。




ノンアルコールタイプ (450ml)

メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) **800円**

リンス&ブラッシングで狭い隙間の奥までしっかりケア

① IPMP (イソプロピルメチルフェノール) 配合。バイオフィルムに浸透し殺菌、歯肉炎を予防します。



森嶋ほか: 第53回日本口腔衛生学会総会発表
(口腔衛生会誌, 54 (4): 437, 2004) データ
より改変

N.D.=Not Detected
TC:トリクロサン
CPC:塩化セチルピリジニウム
CHX:グルコン酸クロルヘキシジン

② イプシロン-アミノカプロン酸が炎症誘発物質 (キニン) の生成を抑制し、歯肉の炎症を抑えます。

③ 低刺激なノンアルコールタイプ。

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

洗口剤

歯周病予防

手軽で続けやすい液体タイプの
う蝕予防フッ化物洗口液。

う蝕
予防

フッ化物
配合

フッ化ナトリウム洗口液 0.1%【ライオン】

医療用医薬品

そのまま使えて、
室温保存も可能。



250mL

〈効能又は効果〉

う蝕の予防

〈用法及び用量〉

通常、1回フッ化ナトリウムとして0.05～0.1%溶液5～10mLを用い、1日1回食後または就寝前に次の方法により洗口する。

洗口方法

薬液を口に含み、約30秒間薬液が十分歯面にゆきわたるように含み洗いさせる。次に薬液を十分に吐き出させる。1回に口に含む液量は、年齢等による口腔の大きさを考慮して定めるが、通常未就学児で5mL、学童以上で7～10mLが適当である。

医薬品

医療用医薬品、薬価基準対象外
価格はp.58をご覧ください。

う蝕リスクの高い方のフッ化物洗口の習慣化に

- 1 調製する手間のない、手軽な液体タイプ。
- 2 毎日の洗口に適したフッ素濃度450ppmF。
計量キャップ付きで、患者様の年齢・口腔状態に合わせて希釈して使えます。
- 3 刺激を抑えたマイルドな使用感で、さわやかなベルガモット香味。
- 4 洗口習慣をサポートする楽しいボトルデザイン。

う蝕リスクの高い方に

- ① う蝕リスクの高いお子様
 - 口腔衛生状態不良
 - 昨年のう蝕発生2カ所以上
 - 平滑面のう蝕の経験あり
 - 歯列矯正装置を装着
- ② 根面う蝕リスクの高い大人

デントヘルス PRO_A

第3類医薬品



20g

〈効能〉

歯肉炎・歯槽膿漏における諸症状（歯グキの出血・発赤・はれ・うみ・痛み・むずがゆさ、口のねばり、口臭）の緩和、口内炎。

〈用法・用量〉

歯肉炎・歯槽膿漏

1日2回（朝・晩）ブラッシング後、適量（約0.3g、約1.5cm）を指にのせ、歯グキに塗り込んでください。

口内炎

1日2～4回、適量を患部に塗ってください。

●臨床評価で優れた効果が証明された4つの有効成分^{*1}


4つの有効成分を含む水溶性ゲル軟膏を用いた臨床評価^{*2}から、以下のような優れた効果が確認されました。

*1 セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸二カリウム、ヒノキチオール、アラントイン

*2 1日に朝晩2回ブラッシング後に適量（約0.3g）を指で被験部歯肉に塗布。評価期間は、歯肉炎・歯周炎が4週間、口内炎が1週間。

出典：日本歯周病学会会誌第33巻第4号


患部に指で塗り込み、
ダイレクトに作用。



価格はp.58をご覧ください。

4つの有効成分が患部に長くとどまって浸透

1 4つの有効成分が歯グキの発赤・はれ・出血・痛み、口内炎に優れた効果を発揮します。



2 滞留性に優れたゲル状。唾液で流れやすい口内でも、有効成分が長時間とどまり、歯周ポケットに浸透します。

口腔内での製剤の滞留性



被験者に蛍光物質を配合した製剤0.3gを塗布し、20分後に口腔内の蛍光写真を撮影。緑色に見えるのが滞留した製剤。

3 塗りやすく、爽やかな使用感。

歯周病は歯肉炎、歯槽膿漏の総称です。

小さな開口でも入れやすく、
奥歯も磨きやすい介護用らくらく歯ブラシ。

エラック ハブラシ 620

介護用

自分ミガキにも



ES(エクストラソフト)/S(ソフト)



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 250円


介護する人にもされる人にもやさしい介護用歯ブラシ

- ① 介護者の指を守るロングネック。 ② 介護グリップがしやすい立体型ハンドル。



- ③ 奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック。
④ 小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈。
⑤ 歯肉にやさしいやわらかい植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列
(実物大)



ハンドルカラー
(各4色)



口腔内を清潔に保つ、泡立ちが少ない
ジェルタイプの口腔ケア用らくらくハミガキ。

フッ化物
配合

低発泡
低香味

研磨剤
無配合

エラック ハミガキ

医薬部外品

販売名：エラックハミガキa



泡立ちが少ない
ジェルタイプ。



フッ化ナトリウム 1450ppmF


6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **580円**

泡立ちが少ないジェルタイプ

1 泡立ちが少なく、やさしい香味、研磨剤無配合のジェル。
だから、すすぎが「らく」で、口腔内も観察しやすい。

●泡立ちをどの程度感じましたか？



95%の方が
少ないと回答

介護職の方にエラックハミガキを使っていたいただいた感想
ライオン歯科材評価(介護職 n=39名)

2 薬用成分以外は食品と同様の成分を配合。

3 とろみ成分配合^{※1}

※1 キサンタンガム(粘度調整剤)

4 口臭を予防する殺菌剤配合^{※2}
むし歯を予防するフッ素を高濃度配合(1450ppmF)。

※2 LSS:ラウロイルサルコシンNa

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

デリケートな粘膜面をやさしく効率よく清掃できる
舌・上あご等の口腔粘膜ケア用ブラシ。

エラック510

介護用



ES (エクストラソフト)：よりデリケートな口腔粘膜に。



S (ソフト)：痛みなどがなく潤いのある口腔粘膜に。

※ 残存歯の少ない方の歯ブラシとしても使用できます。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

粘膜ケアのための軟らかい植毛と
大きめヘッド

- 1 軟らかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。
- 2 大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。
- 3 しなりのある毛丈と密毛で、心地よい使用感。
- 4 口腔内の状態に合わせて選べる2タイプの植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

ES、S共通



腫れや痛みがある口腔内もやさしく清掃できる
専門的ケアに適した仕上げ磨き用歯ブラシ。

エラック541

介護用



US (ウルトラソフト)：腫れや痛みの激しい方に。歯みがきへの拒否の強い方に。



ES (エクストラソフト)：腫れや痛みのある方に。



S (ソフト)：腫れや痛みが軽度の方に。一般の歯ブラシへの移行期間に。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

介助磨きのための軟らかい植毛と
小さめヘッド・スリムネック

- 1 炎症等による腫れや痛みがある方にもやさしくブラッシングできるやわらかい植毛。
- 2 口腔内のすみずみまでブラッシングできる、専門的口腔ケアに適した超コンパクトヘッド。
- 3 口腔内の状態に合わせて選べる3タイプのやわらかさ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

US、ES、S共通



やさしく、衛生的に開口を維持して、
口腔ケアをサポート。

エラック バイトチューブ



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 1,000円

歯で噛んで開口を保持する開口補助具

- 1 弾力があり滑りにくいシリコン製。やさしい使い心地で安定した開口を維持でき、無歯顎の方にもお使いいただけます。
- 2 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒ができ、衛生的に繰り返し使えます。
- 3 開口量や噛み込みの強さに合わせて、そのままでも2つ折りにしても使えます。

高い洗浄力と義歯材料へのやさしさを両立した
顆粒タイプの義歯洗浄剤。

エラック 義歯洗浄剤



175g (約70回分)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 980円

顆粒ならではの3つの特長

- 1 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワーで、しっかり除菌、消臭、着色汚れを除去。顆粒なのですばやく洗浄力を発揮します。
- 2 顆粒の特性を活かし、義歯へのやさしさと高い洗浄力を両立。金属保護成分も配合。
- 3 傾けるだけで1回分が出てくる計量キャップ付きボトル。片手でも使えます。



独自のフォームと密毛ヘッドで
使いやすさと清掃性を追求した義歯ブラシ。

エラック 義歯ブラシ らくらくスタイル



ハンドルカラー (2色) ● ●



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **500円**

植毛部の近くを持つのがポイント、軽い力で毛先が清掃面にぴったりフィット

- ① 煩わしい持ち替えなしで、効率よく清掃できる硬軟片面2ヘッド植毛。
- ② 高い清掃性と義歯へのやさしさを両立した適度な硬さの密毛ヘッド。
- ③ 手にしっくりなじみ、持ちやすく安定感のあるL字型ふっくらハンドル。
- ④ 力加減や細かい動きをサポートする広い指当て。



持ちやすく清掃性に優れた
ベーシックタイプの義歯ブラシ。

ライオデント 義歯ブラシ



ハンドルカラー (1色) ●



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **360円**

基本機能を備えた汎用型義歯ブラシ

- ① 広い面から細かい所まで、効率よく清掃できる硬軟2つの植毛。
- ② 手にしっくりなじみ、持ちやすい丸みのあるふっくらハンドル。
- ③ ベーシックタイプならではの、患者様にお薦めしやすい価格。


〈ヘッドの使い分け〉

エラック義歯ブラシ らくらくスタイル
ライオデント義歯ブラシ
2品共通



透明毛

義歯全体、特に広い面の清掃に。



パープル毛

凹みやクラスプなど、
細かい部分の清掃に。

唾液の減少などによる、
お口の乾燥・ネバつきに。


アクアバランス 薬用 マウススプレー

医薬部外品 口中清涼剤

販売名：ライオンオーラルスプレーAa

〈用法及び用量〉

舌の中央部分に向けて適量
(3~4プッシュ)スプレーし、
舌で口内にまんべんなくいき
わたらせてください。



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **1,000円**

30ml

保湿成分「 γ -PGA(ポリグルタミン酸)」配合、うるおい実感が持続する薬用マウススプレー

- 1 刺激の少ない「ノンアルコールタイプ」です。
- 2 有効成分 l-メントール配合で、気になる口臭を防ぎます。
- 3 外出先などで口の乾きが気になる時にも、手軽に使用できます。
- 4 狙った部位にスプレーしやすい、ロングノズルタイプです。
- 5 1回3~4プッシュで約100回使用できます。
- 6 爽やかなレモンの香味です。

生きた乳酸菌【TI2711】(ティー・アイ・2711)を凝縮。
口内環境にアプローチするタブレット。

Systema 歯科用 オーラルヘルス タブレット

1gに3億個の
生きた乳酸菌を凝縮



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **2,000円**




90粒

「乳酸菌TI2711と歯周病原菌との関係」文献

- ①日本歯周病学会誌
(日歯周誌、45(1):105-112, 2003)
- ②日本歯周病学会誌
(日歯周誌、46(2):118-126, 2004)
- ③日本歯周病学会誌
(日歯周誌、47(3):194-202, 2005)
- ④日本歯周病学会誌
(日歯周誌、48(4):315-324, 2006)

おいしく手軽なお口の新習慣で、息さわやかに

- 1 プロバイオティクスの発想から生まれたタブレット。
プロバイオティクスとは? ギリシア語で「生命の益になるもの」。もともと身体の中に存在し、好影響を与える生きた菌のことです。
- 2 水分調整成分を配合し、乳酸菌【TI2711】の生菌数を高い状態に保ちます。
乳酸菌【TI2711】とは? 健康なヒトの唾液中から分離した生きた乳酸桿菌。口腔内で活発に働きます。
- 3 1日の摂取目安は3粒。気軽に続けられるさわやかなクリーンミント味。



乳酸菌
【TI2711】

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

歯垢をはっきり染め出し、
手軽にプラークチェックできる歯垢染色剤。

DENT. リキッドプラークテスター DENT. プラークテスター綿棒タイプ



DENT.リキッドプラークテスター(50ml)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **1,100円**

歯垢の付いた場所が
ひと目で分かります。



DENT.リキッドプラークテスター(6ml)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **250円**



DENT.プラークテスター綿棒タイプ(100本入)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **2,400円**


予め染色部位の水分を少なくしてから液(または、綿棒の綿球部分)をしっかりと観察部位にあてていただくほか、塗布後の口すすぎの水量や回数を出来るだけ少なめにさせていただくと、しっかり染色しやすくなります。

ブラッシングの動機づけ、歯みがき指導に効果を発揮

① 赤紫の色素が歯牙表面に残った歯垢をはっきり染め出します。

② 染色性と落としやすさを兼ね備えた組成です。

皮膚洗浄テスト(当社データ)



測定時間わずか5分、簡単3ステップで 6項目を測定できる唾液検査。

SMT Salivary Multi Test 

多項目・短時間唾液検査システム



測定機器 メーカー希望
歯科医院様向け価格/台(税抜) 198,000円

検査キット(30回分) メーカー希望
歯科医院様向け価格/箱(税抜) 24,000円

1回のアポイントの中で測定結果を出せる、簡単3ステップの唾液検査

① … 採取 → ② … 測定 → ③ … 結果



「10秒間、軽く洗口する」

SMTの測定には洗口吐出液を用います。検査キット付属の洗口用水(3ml)を口に含み、口腔内全体にいき渡るように10秒間洗口するだけで試料の採取が完了します。



「試験紙と専用機器で測定」

洗口吐出液を試験紙に点着して専用機器にセットすれば、測定がスタートします。測定時間はわずか5分。SMTは1回のアポイント中に結果がフィードバックできるスピード検査です。



「測定結果を患者様と共有」

測定結果はパソコンに転送され、簡単に結果シートを作成できます。歯の健康、歯ぐきの健康、口腔清潔度に関する項目を「見える化」し、その場で患者様と共有しましょう。

お口の健康状態が一目でわかる結果シート

SMTの結果シートは、「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目をチャートで表示。口腔内の状況が一目でわかるため、患者様の理解もスムーズです。

The screenshot displays a comprehensive oral health report. At the top, it features a radar chart with six axes representing different oral health metrics: Oral Cleanliness, Gum Health, Sensitivity, Plaque, Tartar, and Salivary pH. Below the chart is a table with columns for '項目' (Item), '測定値' (Measurement Value), '判定' (Judgment), and 'コメント' (Comment). The table lists various metrics such as Sensitivity (47), Plaque (85), Tartar (21), Salivary pH (54), and Salivary IgA (53). Each row includes a color-coded status and a brief explanatory comment. The bottom of the page contains a QR code and a summary comment section.

6項目の測定結果が一目でわかるチャート(六角形が小さいほどお口の健康状態が良いことを示している)。

これまでの研究で得られた平均値をグレーで表示。

過去の検査結果との比較も可能。

各チャートの測定日と測定温度。

唾液を試験紙に滴下した際の色調を百分率で表示。

各項目の結果に応じたコメントをリストから選択。オリジナルのコメントを入力・設定する機能も。

測定結果を3段階判定。

外部アプリ(L-Lead)との連動

検査結果に対する総合的なコメント欄。

結果シートは全3タイプから選択可能

The two screenshots illustrate different comparison options for the result sheet. The left screenshot shows a comparison between the current result and the most recent previous result using a radar chart. The right screenshot shows a comparison between the current result and the most recent previous result using a bar graph.

過去の検査結果(2件まで)と最新の結果をチャートで比較できるタイプ。

過去の検査結果(2件まで)と最新の結果を棒グラフで比較できるタイプ。

SMTで測定できる6項目の唾液因子

SMTは試験紙を用いて、「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目を測定します。その検査結果は、既に確立された各種の分析法と相関を示すことを実証済みです。



歯の健康に関する項目

むし歯菌

むし歯菌が多いと、歯の表面に歯垢(プラーク)が付着しやすく、歯の健康を損なうことが知られています。

酸性度

唾液の酸性度が高いと、口腔環境は酸性になり、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。

緩衝能

唾液には、むし歯菌や食物由来の酸を中和する機能(緩衝能)がありますが、その働きが弱いと、エナメル質などの歯質が溶解(脱灰)しやすいことが知られています。

歯ぐきの健康に関する項目

白血球

歯と歯ぐきの間で細菌や異物が増加すると、生体の防御作用により唾液中の白血球が増加することが知られています。

タンパク質

口腔内細菌や、歯と歯ぐきの間にあるバイオフィルム(プラーク)の影響により、唾液中のタンパク質が多くなることが知られています。

口腔清潔度に関する項目

アンモニア

口腔内の細菌総数が多いと、唾液中のアンモニアが多くなることが知られており、口臭等の原因になるといわれています。

<SMTに関する学術論文>

富士谷盛興, 千田彰ら.
唾液による総合的な口腔検査法の開発-横断的研究における口腔内の検査結果と多項目唾液検査システム(AL-55)の検査結果の関連について-.
日歯保存誌2015; 58: 219-228.

富士谷盛興, 千田彰ら.
唾液による総合的な口腔検査法の開発-従来の分析法との比較による多項目唾液検査システム(AL-55)の測定値の妥当性および信頼性の検討-.
日歯保存誌2015; 58: 321-330.

SMTのシステム構成



唾液検査システム<SMT(Salivary Multi Test)>に必要な機器は、測定機器(Salivary Multi Test Meter)・パソコン・プリンタの3つ。パソコンはWindowsにもMacにも対応しています。

検査キットの内容



SMTの検査キットは、試験紙(Salivary Multi Test)・洗口用水(3ml)・スポイトで構成されています。検査キット1箱につき、試験紙30本・洗口用水(3ml) 30個・スポイト30個が入っています。

導入後も充実したフォローアップ

機器故障時も安心の 保証サービス



機器故障時、修理の間は代替機をお貸し出します。故障修理対応の無償期間が、通常の1年間から5年間に延長されるオプションもご加入いただけます。

※ご加入は機器ご購入時のみ

測定機器ご購入時には サポートツール進呈

ご購入医院様へ測定機器と一緒にサポートツールをお届けします。スタッフ様向け・患者様向けの豊富な資料で、運用定着をサポートします。



登録制ウェブサイトで 活用中のお悩みもサポート



無料登録制ウェブサイト「Lサポ」では、診療に役立つ情報やサービスをご提供。SMTに関する各種セミナーをご利用いただけます。



SMTユーザー専用ウェブサイトでは、導入医院インタビューを掲載。ツール類のダウンロードも可能です。

詳しい製品情報はこちらから

LION Pro. Oral Healthcare オンライン

<https://lionpro.lionshop.jp/>



患者様一人ひとりにあったセルフケア製品を提案する歯科専用アプリ

歯科専用webアプリ



L-Leadの概要

簡単導入で利用も無料

インターネットに接続できるデバイスがあれば、ブラウザから所定のURLにアクセスするだけで使えるWebアプリです。

ほとんど指一本で使える簡単操作

ほとんどの操作が、指でタップするか、マウスでクリックするだけの選択方式です。

患者にあわせたセルフケア製品を簡単提案

患者一人ひとりの口腔内の状態にあわせたセルフケア製品をピックアップして表示します。

豊富なセルフケア資料に簡単アクセス

セルフケア指導に使える資料や、セルフケア製品に関する情報も豊富にご用意。プリントアウトし、患者へのお渡しも容易です。

チェアサイドで手軽に使えるツール

タブレットでの使用に最適化されているため持ち運びも容易。チェアサイドで患者へのセルフケア指導や説明資料として手軽に使用できます。



L-Leadの詳細を動画で
チェックできます。

<https://lead.418yobou.jp/lp/>

ご使用医院様の声



L-Leadを使い始めてTBIが
とてもやりやすくなりました。


口頭だけで伝えにくい内容
を説明しやすくなりました。

セルフケア製品を写真で見
てもらえるのでお勧めしや
すく、頻度も上がりました。

既存の診療フローの邪魔をしない簡単操作

■一人ひとりの口腔の状態を視覚化

患者様の口腔の状態、セルフケア・食事の状態を5項目で評価。各項目は選択方式の簡単入力で、う蝕リスク・歯周病リスクを各3段階で総合的に判定していただきます。



■一人ひとりにあったセルフケア製品を表示

多数あるセルフケア製品の中から、リスクにあわせた製品が表示されます。各製品の特長やスペックなどもワンタッチで表示されるので、表示された製品の中の比較・検討も容易です。



- L-Leadにデータの保存機能はありません。
- L-Leadで表示されるセルフケア製品はライオン歯科材製品のみとなります。

今すぐのご登録が可能です

インターネットに接続できるデバイスさえあれば利用可能

- インターネットに接続されたタブレット端末やPC、プリンターが必要です。
- SMTの結果を読み取る際に、デバイス内蔵のカメラを利用するため、iPad等のタブレット端末を推奨します。
- ご利用時には、登録後に弊社よりお送りするIDとパスワードが必要です。

推奨環境	OS	iOS 13.5.1以降
	ブラウザ	Safari 13.1.1以降
最低要件	OS	Android 9以降 / macOS 10.12.6以降 / Windows10以降
	ブラウザ	Internet Explorer 11以降 / Chrome 83以降

※Internet Explorerでは、カメラ機能がご利用いただけません。


















メールでお知らせするURLにログインするだけ

- ① 右のQRコードより医院様情報をご登録ください。
- ② 後日、L-LeadのURLやIDをメールにてご連絡いたします。
- ③ ログイン後、すぐにご利用いただけます。



歯ブラシ スペック・価格表

■歯周ケア・ベーシックケア

品名		Systema				Systema AX			Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki	DENT.EX systema genki f	DENT.EX systema genki j
種類		42M	42H	44M	44H	44M	44H	45M				
用毛	長さ(mm)	12				10.3			9	12		9.5
	径	0.19				0.18			0.15	0.19		0.15
		※1 (mil) (ご参考)	7.5				7			6	7.5	
	材質	飽和ポリエステル樹脂				飽和ポリエステル樹脂			飽和ポリエステル樹脂	飽和ポリエステル樹脂		
毛先	スーパーテーパー				スーパーテーパー			スーパーテーパー	スーパーテーパー			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)											
	長さ(mm)	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	20.5	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1
	幅(mm)	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	8.8	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2
	先端厚み(mm)	4.5				2.6			4.5	4.5		4
ネック部	長さ(mm)	42	42	46	45.3	53.4	52.5	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9
ハンドル部	長さ(mm)	98.5			105.5			107	105.5	110		100
	歯ブラシ全長(mm)	165	164.6	170			180		170	190		180
	材質	ポリプロピレン(PP)				白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC			ポリプロピレン(PP)	ポリプロピレン(PP)		
カラー												
内装入数	20個				12個			12個	12個			
メーカー希望患者様向け価格/個	300円				400円			400円	400円			

■歯周ケア・ベーシックケア

品名		Check-Up 歯ブラシ				DENT.EX Slimhead II						DENT. MAXIMA			
種類		standardタイプ S		standardタイプ M		33S	33M	33H	34S	34M	34H	S	MS	M	
用毛	長さ(mm)	10.5	10.0	10.5	10.0	9.5		8.5	9.5		8.5	9			
	径	長さ(mm)	0.17	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20		0.18	0.20		0.15	0.18	0.20
		※1 (mil) (ご参考)	6.5	7	7	8	7	8		7	8		6	7	8
	材質	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂	ナイロン	ナイロン						ナイロン			
毛先	スーパーテーパー	ラウンド	スーパーテーパー	ラウンド	ラウンド						ラウンド				
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)														
	長さ(mm)	23.4				22.4		18.5				21.1			
	幅(mm)	9.1				7.8		8.4				7.5			
	先端厚み(mm)	3.0				3.9						2.6			
ネック部	長さ(mm)	51.6				45.6		49.5				53.9			
ハンドル部	長さ(mm)	105				111						110			
	歯ブラシ全長(mm)	180				179						185			
	材質	本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC, ポリプロピレン(PP)				飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル)						白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC			
カラー															
内装入数	12個				20個						12個				
メーカー希望患者様向け価格/個	320円				290円						380円				

歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard) の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ) ※2 製品実測値
●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。
2024年1月1日現在

		■美白	■TBIサポート	■部分清掃	■インプラント	■矯正										
品名		Brilliant more 歯ブラシ	DENT.EX オーバーブラッシングケア		DENT.EX onetuft				DENT.EX ImplantCare			DENT.EX Orthodontic				
種類			S	M	Systema ※2	Systema Short ※2	M	S	US	OT	TR	R	U	T	P	
用毛	長さ(mm)	8.5/10	9.3		11.7	10.0	5 / 8		10	4.5 / 7.5		9.5	8~10	7.5~10.5	9.5	5~11
	径	太さ(mm)	0.18	0.14	0.19	0.19	0.18	0.15	0.10	0.10		0.18	0.20		0.23	0.18
		※1 (mil)(ご参考)	7	5.5	7.5	7.5	7	6	4	4		7	8		9	7
	材質	ナイロン	飽和ポリエステル樹脂		飽和 ポリエステル樹脂		ナイロン		ナイロン			ナイロン				
毛先	ラウンド	ラウンド(テーパー毛ラウンド加工)		スーパーテーパード		-		ラウンド	-	ラウンド	ラウンド					
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)															
	長さ(mm)	19.6	22.8		外径 5.8				18.5	外径 5.8		22	19.4	20	20.7	9.4
	幅(mm)	9.6	9.7		高さ 8.0				8.1	高さ 8.0		6.2	8.1	8.7	7.3	8
	先端厚み(mm)	4.2	2.6		4.5				4.5	4.4		4.4	4.5	4	4.2	4.5
ネック部	長さ(mm)	58.7	56.2		59.9				46	59.9		43	35.6	35.0	34.3	45.6
ハンドル部	長さ(mm)	106.7	87(アラーム部除く)		99.5				105.5	99.5		105	105			
	歯ブラシ全長(mm)	185	185		165.2				170	165.2		170	160			
	材質	ポリプロピレン (PP)	白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC		ポリプロピレン(PP)				ポリプロピレン(PP)			ポリプロピレン(PP)				
カラー																
内装入数		12個		12個				20個			12個		12個			
メーカー希望患者様向け価格/個		350円		300円		300円				300円			300円			

		■子供用														
品名		EX kodomo								EX kodomo Disney				EX kodomo F		
種類		11S	11M	12S	12M	13S	13M	14S	14M	11M	12M	13M	14M	0~2才用	3~5才用	
用毛	長さ(mm)	8.5	8	8.5	8	7.5	7	6	6	8	8	7	6	6	7	
	径	太さ(mm)	0.15	0.20	0.15	0.20	0.15	0.18	0.15/0.13	0.15	0.20	0.20	0.18	0.15	0.13	0.18
		※1 (mil)(ご参考)	6	8	6	8	6	7	交互6/5	6	8	8	7	6	5	7
	材質	ナイロン								ナイロン				ナイロン		
毛先	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	フラット テーパード	ラウンド	ラウンド	ラウンド				ラウンド		
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)															
	長さ(mm)	21.7	20	17.2	16.8	21.7	20	17.2	16.8	21.7	20	17.2	16.8	14.9	21	
	幅(mm)	7.8	8.7	8	7.8	7.8	8.7	8	7.8	7.8	8.7	8	7.8	9.5	10.8	
	先端厚み(mm)	4				4				5						
ネック部	長さ(mm)	41.1	36.4	31.2	44.2	41.1	36.4	31.2	44.2	29.8	27					
ハンドル部	長さ(mm)	96.2	93.6	91.6	97	96.2	93.6	91.6	97	65.3	82					
	歯ブラシ全長(mm)	159	150	140	158	159	150	140	158	110	130					
	材質	ポリエチレンテレフタレート(PET)								ポリエチレンテレフタレート(PET)				本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC、ポリプロピレン(PP)		
カラー																
内装入数		20個								20個				6個		
メーカー希望患者様向け価格/個		240円								240円				250円		


当社の商品名表示

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS(medium soft)、M(medium)、H(hard)に分類。



家庭用品品質表示法に基づく表示

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「ふつう」、「かため」に分類。



このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。

歯ブラシ スペック・価格表

■口腔ケア

品名		エラックハブラシ620		エラック510		エラック541		
種類		ES	S	ES	S	US	ES	S
用毛	長さ(mm)	8		10		8		
	径 太さ(mm) *1 (mil)(ご参考)	0.10	0.13	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13
		4	5	4	5	3	4	5
	材質	ナイロン		ナイロン		ナイロン		
毛先	ラウンド		ラウンド		ラウンド			
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)							
	長さ(mm)	23		24.5		19.4		
	幅(mm)	10.3		14.4		8.1		
	先端厚み(mm)	3		4.5		4.5		
ネック部	長さ(mm)	50		40.5		35.6		
ハンドル部	長さ(mm)	117		105		105		
	歯ブラシ全長(mm)	190		170		160		
	材質	ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)		
カラー								
内装入数	6個		20個		20個			
メーカー希望患者様向け価格/個	250円		320円		320円			

歯間清掃用具 スペック・価格表

品名		DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用							DENT.EX歯間ブラシlong/ DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ					
種類		4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL
通過径(mm)		0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25		0.30		0.40	0.23	0.25		0.30		0.40
	材質	SAワイヤー							SAワイヤー					
用毛	径(mm)	0.05	0.06	0.08			0.10	0.06		0.08		0.10		
	*1 (mil)(ご参考)	2	2.5	3			4	2.5		3		4		
	材質	ナイロン							ナイロン					
毛切形状		テーパー							テーパー					
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	
	植毛部全長(mm)	10						12	10	12				
ハンドル部長さ(mm)		85							170/-					
カラー														
内容量	DENT.EX歯間ブラシ 4本入 / 同院内指導用 40本入							long ^{*2} ホルダー1本、ブラシチップ3個入 / 替えブラシ ^{*3} ブラシチップ4個、long用・マイクロモーション用キャップ各1個						
内装入数	DENT.EX歯間ブラシ 10個 / 同院内指導用 -							long 20個 / 替えブラシ 20個						
メーカー希望患者様向け価格/個	DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -							long 470円 / 替えブラシ 400円						

*2 DENT.EX歯間ブラシlong *3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名		DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
種類		S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40		
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン	
	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-	
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本	
	太さ	-			-			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm	
内容量	3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m		
内装入数	20個	10個	-	20個	10個	-	12個		
メーカー希望患者様向け価格/個	200円	490円	-	200円	490円	-	380円		

*1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)

*内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。

歯磨剤 成分表・価格表

品名	Systema SP-T ジェル	Systema ハグキプラス EX	Systema Dentalpaste α	Systema 薬用歯間ジェル
法的分類	医薬部外品			
成分	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)POE硬化ヒマシ油、ラウリル硫酸Na(薬用成分)酢酸トコフェロール(ビタミンE)、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸、β-グリチルレチン酸(粘結剤)アルギン酸Na、ポリアクリル酸Na(pH調整剤)硫酸Na(香味剤)香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa(浸透剤)PEG4000(清涼剤)メントール(着色剤)黄4、緑3	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)POE硬化ヒマシ油、ラウリル硫酸Na、ラウロイルメチルタウリンNa(香味剤)香料(ナチュラルペパーミントタイプ)、サッカリンNa(pH調整剤)硫酸Na(粘結剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、酢酸トコフェロール(ビタミンE)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸(浸透剤)PEG4000(安定剤)酸化Ti(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン(着色剤)黄4、緑3	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油、POEステアリアルエーテル(香味剤)香料(フレッシュペパーミントタイプ)、サッカリンNa(浸透剤)PEG4000(粘結剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(薬用成分)フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa、イソプロピルメチルフェノール、トラネキサム酸(安定剤)酸化Ti(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビット液、グリセリン、プロピレングリコール(溶剤)エタノール(可溶化剤)POE硬化ヒマシ油(粘度調整剤)アルギン酸Na、キサンタンガム(着香剤)香料(メディカルペパーミントタイプ)(薬用成分)モノフルオロリン酸ナトリウム、塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール、グリチルレチン酸(pH調整剤)リン酸1水素Na、リン酸2水素Na(着色剤)カラメル、黄4
内容量	85g	90g	90g	20ml
内装入数	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,500円	850円	500円	500円

品名	Systema Sensitive	Check-Up standard	
		マイルドピュアミント	マイルドシトラスミント
種類			
法的分類	医薬部外品		
成分	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(薬用成分)硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール、トラネキサム酸(清掃剤)無水ケイ酸A(発泡剤)POE硬化ヒマシ油、POEステアリアルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(粘度調整剤)キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースNa(pH調整剤)水酸化ナトリウム液(香味剤)香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa(安定剤)酸化Ti(浸透剤)PEG4000(清涼剤)メントール(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド	(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)(助剤)グリセリン、酸カルシウム、ピロリン酸四カリウム(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(マイルドピュアミントタイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(粘結剤)ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド	(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)(助剤)グリセリン、酸カルシウム、ピロリン酸四カリウム(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(マイルドシトラスミントタイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(粘結剤)ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量	85g	135g	135g
内装入数	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	900円	600円	600円

品名	Check-Up kodomo			Check-Up kodomo 500
	ストロベリー	アップル	グレープ	
種類				
法的分類	医薬部外品			
成分	(湿潤剤)ソルビット液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(ストロベリータイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビット液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(アップルタイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド	(湿潤剤)ソルビット液、PG(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(グレープタイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸(粘結剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド	(潤滑剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(香味剤)香料(ぶどうタイプ)、キシトール、サッカリンNa(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、ラウリル硫酸Na(粘結剤)ポリアクリル酸Na(安定剤)酸化Ti(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として500ppm)(保存剤)パラベン(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量	60g	60g	60g	60g
内装入数	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	250円	250円	250円	250円

●医薬部外品は薬機法および東京都条例に基づいて成分を表示しています。

歯磨剤 成分表・価格表

品名	Check-Up gel				
種類	バナナ	ピーチ	グレープ	レモンティー	ミント
法的分類	医薬部外品				
成分	(湿潤剤)ソルビット液、PG(香味剤)香料(バナナタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na、アルギン酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビット液、PG(香味剤)香料(ピーチタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビット液、PG(香味剤)香料(グレープタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビット液、PG(香味剤)香料(レモンティータイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(薬用成分)フッ化ナトリウム(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド(保存剤)塩化セチルピリジニウム	(湿潤剤)ソルビット液、PG(香味剤)香料(ミントタイプ)、キシリトール(粘度調整剤)ポリアクリル酸Na(粘結剤)キサンタンガム、カラギーナン(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、塩化セチルピリジニウム(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(コーティング剤)ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量	60g	60g	60g	60g	75g
内装入数	10個	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	580円	580円	580円	580円	630円

品名	Check-Up foam	Check-Up rootcare
法的分類	医薬部外品	
成分	(湿潤剤)グリセリン、プロピレングリコール(香味剤)香料(ミックスフルーツタイプ)、キシリトール(可溶化剤)POEベヘニルエーテル(発泡剤)ラウリル硫酸Na(保存剤)安息香酸Na(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡助剤)アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン(薬用成分)フッ化ナトリウム(粘結剤)ヒドロキシエチルセルロース	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(コーティング剤)DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド(薬用成分)硝酸カリウム、フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、塩化セチルピリジニウム(粘度調整剤)無水ケイ酸、キサンタンガム(粘結剤)カルボキシメチルセルロースNa、カラギーナン(香味剤)香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa(発泡剤)ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液(pH調整剤)水酸化Na(着色剤)緑3、黄4
内容量	100ml	90g
内装入数	5個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,000円	850円

品名	Brilliant more W			エラック ハミガキ
種類	ナチュラルペパーミント	アプリコットミント	シトラスミント	
法的分類	医薬部外品			
成分	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、カルボキシメチルセルロースNa(薬用成分)PEG-8、フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油(清掃助剤)無水ピロリン酸Na、ポリリン酸Na(香味剤)香料(ナチュラルペパーミントタイプ)、サッカリンNa(安定剤)酸化Ti(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、カルボキシメチルセルロースNa(薬用成分)PEG-8、フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油(清掃助剤)無水ピロリン酸Na、ポリリン酸Na(香味剤)香料(アプリコットミントタイプ)、サッカリンNa(安定剤)酸化Ti(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(清掃剤)無水ケイ酸A(粘度調整剤)無水ケイ酸、カルボキシメチルセルロースNa(薬用成分)PEG-8、フッ化ナトリウム、ラウロイルサルコシンNa(発泡剤)ラウリル硫酸Na、POE硬化ヒマシ油(清掃助剤)無水ピロリン酸Na、ポリリン酸Na(香味剤)香料(シトラスミントタイプ)、サッカリンNa(安定剤)酸化Ti(保存剤)パラベン	(湿潤剤)ソルビット液、プロピレングリコール(粘度調整剤)キサンタンガム、ポリアクリル酸Na(香味剤)香料(ミントタイプ)、サッカリンNa(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(発泡剤)グリセリン脂肪酸エステル(薬用成分)フッ化ナトリウム(フッ素として1450ppm)、ラウロイルサルコシンNa、トナネキサム酸(保存剤)パラベン(着色剤)黄4、緑3
内容量	90g	90g	90g	90g
内装入数	10個	10個	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	950円	950円	950円	580円

●医薬部外品は薬機法および東京都条例に基づいて成分を表示しています。 ●食品は原材料名を表示しています。 ●医薬品は薬機法に基づいて成分を表示しています。 ●管理医療機器および雑貨は主要成分を表示しています。
●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。

含嗽剤 成分表・価格表

品名	Systema SP-T メディカルガーグル	
種類	指定医薬部外品 販売名セララがい薬+P	
法的分類	医薬部外品	
成分	(100mL中)セチルピリジニウム塩化物水和物…1.0g、グリチルリチン酸ニカリウム…1.0g、 <i>l</i> -メントール…2.5g、チョウジ油…0.1g (添加物)ユーカリ油、アルコール、香料 効能・効果:口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去	
内容量	100mL	20mL
内装入数	6個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,300円	500円

洗口剤 成分表・価格表

品名	Systema 薬用デンタルリンス ノンアルコールタイプ
種類	医薬部外品
法的分類	医薬部外品
成分	(湿潤剤)プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、グリセリン(香味剤)香料(マイルドハーバルミントタイプ)、キシリトール(保存剤)安息香酸Na、パラベン(可溶化剤)POE(60)硬化ヒマシ油(pH調整剤)クエン酸Na、クエン酸(薬用成分)ラウロイルサルコシンNa、イプシロン-アミノカプロン酸、イソプロピルメチルフェノール
内容量	450ml
内装入数	6個
メーカー希望患者様向け価格/個	800円

医薬品 成分表・価格表

品名	フッ化ナトリウム 洗口液0.1%【ライオン】	デントヘルス PRO ^A
種類	医療用医薬品	一般用医薬品 (第3類医薬品)
法的分類	医療用医薬品	一般用医薬品 (第3類医薬品)
成分	有効成分:フッ化ナトリウム…1.0mg(1mL中) 添加物として、キシリトール、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル、セチルピリジニウム塩化物水和物、クエン酸水和物、クエン酸ナトリウム水和物、香料、 <i>l</i> -メントール、チモール、ベンジルアルコール、エタノール	有効成分:(100g中)グリチルリチン酸ニカリウム…0.4g、アラントイン…0.3g、ヒノキチオール…0.1g、セチルピリジニウム塩化物水和物…0.05g 添加物として、カルボキシビニルポリマー、ヒプロメロース、ホビドン、アルギン酸Na、pH調整剤、グリセリン、エタノール、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、シオ糖脂肪酸エステル、流動パラフィン、香料、 <i>l</i> -メントールを含む。
内容量	250mL×6本入	20g
内装入数	—	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	—	—

口中清涼剤 成分表・価格表

品名	アクアバランス 薬用 マウススプレー
法的分類	医薬部外品
成分	有効成分: <i>l</i> -メントール その他の成分:グリセリン、プロピレングリコール、POE(60)硬化ヒマシ油、納豆菌ガム [*] 、キシリトール、pH調整剤、香料、塩化セチルピリジニウム ※ γ -PGA(ポリグルタミン酸)
内容量	30ml
内装入数	6個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,000円

食品 成分表・価格表

品名	Systema 歯科用 オーラルヘルスタブレット
法的分類	食品
成分	澱粉分解物(国内製造)、マルチトール、エリスリトール、乳酸菌末/ソルビトール、香料、乳化剤、微粒酸化ケイ素
内容量	60g(90粒)
内装入数	6個
メーカー希望患者様向け価格/個	2,000円

その他 成分表・価格表

品名	エラック 義歯洗浄剤
法的分類	雑貨
成分	(洗浄成分)ヘルオキシ硫酸-水素カリウム混合物、過ホウ酸ナトリウム、タンパク分解酵素、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム
内容量	顆粒(175g)、 計量キャップ付約70回分
内装入数	5個
メーカー希望患者様向け価格/個	980円

品名	DENT. ブラークテスター	DENT. ブラークテスター 綿棒タイプ
法的分類	雑貨	
成分	(色素)食用赤色106号 (香味剤)香料(ストロベリータイプ)、サッカリンナトリウム (保存剤)パラベン (その他)水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸	(色素)食用赤色106号 (香味剤)香料(ストロベリータイプ)、サッカリンナトリウム (保存剤)パラベン (その他)水、グリセリン、エタノール、ラウリル硫酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、クエン酸
内容量	6ml	50ml
内装入数	10個	10個
メーカー希望患者様向け価格/個	250円	1,100円
メーカー希望患者様向け価格/個	—	2,400円

その他・価格表

	●口腔ケア	●口腔ケア<エラック給吸ブラシ 910M II 専用部品>	●義歯ケア	●唾液検査
品名及び品種	エラック バイトチューブ	エラック 給吸替えブラシ921S	エラック義歯ブラシ らくらくスタイル	ライオデント 義歯ブラシ
備考/内容	開口維持用具	専用替えブラシ	義歯ブラシ	義歯ブラシ
内装入数	10個	—	6個	6個
メーカー希望患者様向け価格/個	1,000円	—	500円	360円
				SMT
				測定機器
				検査キット
				1台
				30回分
				—
				—



予防歯科実践をサポートする 医院登録制のプログラム

LION

登録無料

しサポ

予防歯科の実践に取り組む歯科医院の皆様に向けた
予防の知識やスキル向上を支援するコンテンツを多数ご用意しております。

院内の皆様でも、個人でもご利用いただける3つのセミナーと豊富な動画コンテンツ

著名な講師の臨床経験から学べる！

予防歯科実践セミナー



臨床経験豊富な講師陣から、日々の診療に
すぐに生かせる実践ノウハウを学びたい方
におすすめです。
※WEB開催となる場合もございます。

医院ごとに開催。院内で試せる、質問できる！

院内セミナー



事前にサンプルや資料をお送りし、当日は
サンプルを試しながらライオン歯科材の
歯科衛生士がご説明。
院内勉強会にもおすすめです。
※基本的にオンラインでの実施となります。

2024年1月21日開講！

1ヶ月間いつでも視聴できる！ライブ配信はQ&Aもあり！

yobouゼミ



製品やセルフケアについて詳しく学びたい
方におすすめです。
1ヶ月に1テーマずつ、期間中はオンデマンド
でいつでも視聴可能、月1回のライブ配信では
製品開発経験者が質問にお答えします。

オンデマンド配信でいつでもどこでも視聴できる！

動画コンテンツ



今、学びたいことを選んですぐに。予防歯科
に関する知識を空いた時間に学習したい方
におすすめです。

いつでもお好きな場所でご視聴
いただけます。



予防歯科に役立つ情報発信や製品ご購入による優待特典

Lサポサイト

<https://418yobou.jp/>

診療に役立つ予防歯科情報の発信や各種セミナーの予約機能を備えた
WEBサイトです。



予防歯科情報

教えて先生！お悩み相談室

発見！輝く歯科衛生士さん

各種セミナー案内

登録医院様限定ページ

製品情報のご提供

Lサポ登録医院様にはDMやメールで、いち
早くライオン製品情報をお届けします。

DM案内



メールマガジン



スーパーバリュープレゼントのご応募

対象商品の「ライオンマーク」を集めてご応募
いただくと、ご希望のプレゼントをお届けします。



ご登録 方法

(1) Lサポサイトへ

良い歯 予防

<https://418yobou.jp/>



Lサポ新規医院登録

CLICK

(2) WEB登録フォームから
登録してください。

Lサポ Official



SNS公式アカウント

皆様のフォローをお待ちしています！



Lサポ Official

facebook

Lサポに関する
お問い合わせ

ライオン歯科材 予防歯科コンタクトセンター

TEL.0120-418-134

予防歯科は 良い歯の 意味よ 平日 10:00~12:00
13:00~18:00
※土日・祝日は休み

ライオン歯科材株式会社

<https://www.lion-dent.co.jp/>

〒111-8644 東京都台東区蔵前1-3-28
TEL (03) 6739-9012 FAX (03) 6739-9767

〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-6-1
TEL (06) 7739-8424 FAX (06) 6243-1468