

小さな開口でも入れやすく、
奥歯も磨きやすい介護用らくらく歯ブラシ。

エラック ハブラシ 620

介護用

自分ミガキにも



ES(エクストラソフト)/S(ソフト)



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 250円


介護する人にもされる人にもやさしい介護用歯ブラシ

- ① 介護者の指を守るロングネック。 ② 介護グリップがしやすい立体型ハンドル。



- ③ 奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック。
④ 小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈。
⑤ 歯肉にやさしいやわらかい植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列
(実物大)



ハンドルカラー
(各4色)



口腔内を清潔に保つ、泡立ちが少ない
ジェルタイプの口腔ケア用らくらくハミガキ。

フッ化物
配合

低発泡
低香味

研磨剤
無配合

エラック ハミガキ

医薬部外品

販売名：エラックハミガキa



90g

泡立ちが少ない
ジェルタイプ。



フッ化ナトリウム **1450ppmF**


6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) **580円**

泡立ちが少ないジェルタイプ

1 泡立ちが少なく、やさしい香味、研磨剤無配合のジェル。
だから、すすぎが「らく」で、口腔内も観察しやすい。

●泡立ちをどの程度感じましたか？



**95%の方が
少ないと回答**

介護職の方にエラックハミガキを使っていたいただいた感想
ライオン歯科材評価(介護職 n=39名)

2 薬用成分以外は食品と同様の成分を配合。

3 とりみ成分配合^{※1}

※1 キサンタンガム(粘度調整剤)

4 口臭を予防する殺菌剤配合^{※2}
むし歯を予防するフッ素を高濃度配合(1450ppmF)。

※2 LSS:ラウロイルサルコシンNa

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

詳しい製品情報はホームページをご覧ください。

デリケートな粘膜面をやさしく効率よく清掃できる
舌・上あご等の口腔粘膜ケア用ブラシ。

エラック510

介護用



ES (エクストラソフト) : よりデリケートな口腔粘膜に。



S (ソフト) : 痛みなどがなく潤いのある口腔粘膜に。

※ 残存歯の少ない方の歯ブラシとしても使用できます。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

粘膜ケアのための柔らかい植毛と
大きめヘッド

- 1 柔らかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。
- 2 大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。
- 3 しなりのある毛丈と密毛で、心地よい使用感。
- 4 口腔内の状態に合わせて選べる2タイプの植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

ES、S共通



腫れや痛みがある口腔内もやさしく清掃できる
専門的ケアに適した仕上げ磨き用歯ブラシ。

エラック541

介護用



US (ウルトラソフト) : 腫れや痛みの激しい方に。歯みがきへの拒否の強い方に。



ES (エクストラソフト) : 腫れや痛みのある方に。



S (ソフト) : 腫れや痛みが軽度の方に。一般の歯ブラシへの移行期間に。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

介助磨きのための柔らかい植毛と
小さめヘッド・スリムネック

- 1 炎症等による腫れや痛みがある方にもやさしくブラッシングできるやわらかい植毛。
- 2 口腔内のすみずみまでブラッシングできる、専門的口腔ケアに適した超コンパクトヘッド。
- 3 口腔内の状態に合わせて選べる3タイプのやわらかさ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

US、ES、S共通



やさしく、衛生的に開口を維持して、
口腔ケアをサポート。

エラック バイトチューブ



メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 1,000円

歯で噛んで開口を保持する開口補助具

- 1 弾力があり滑りにくいシリコン製。やさしい使い心地で安定した開口を維持でき、無歯顎の方にもお使いいただけます。
- 2 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒ができ、衛生的に繰り返し使えます。
- 3 開口量や噛み込みの強さに合わせて、そのままでも2つ折りにしても使えます。

高い洗浄力と義歯材料へのやさしさを両立した
顆粒タイプの義歯洗浄剤。

エラック 義歯洗浄剤



175g (約70回分)

メーカー希望
患者様向け価格/個(税抜) 980円

顆粒ならではの3つの特長

- 1 活性酸素とタンパク分解酵素のダブルパワーで、しっかり除菌、消臭、着色汚れを除去。顆粒なのですばやく洗浄力を発揮します。
- 2 顆粒の特性を活かし、義歯へのやさしさと高い洗浄力を両立。金属保護成分も配合。
- 3 傾けるだけで1回分が出てくる計量キャップ付きボトル。片手でも使えます。

