

小さな開口でも入れやすく  
奥歯も磨きやすい介護用らくらく歯ブラシ

## エラック ハブラシ 620

介護用

自分ミガキにも




ES(エクストラソフト)/S(ソフト)



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 250円

介護する人にもされる人にもやさしい介護用歯ブラシ

- 1 介護者の指を守るロングネック。
- 2 介護グリップがしやすい立体型ハンドル。



- 3 奥歯も磨きやすいスリム&カーブネック。
- 4 小さな開口でも入れやすい薄型ヘッド・短い毛丈。
- 5 歯肉にやさしいやわらかい植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列  
(実物大)



ハンドルカラー  
(各4色)



口腔内を清潔に保つ、泡立ちが少ない  
ジェルタイプの口腔ケア用らくらくハミガキ

フッ化物  
配合

低発泡  
低香味

研磨剤  
無配合

# エラック ハミガキ

医薬部外品

販売名：エラックハミガキa



泡立ちが少ない  
ジェルタイプ。



軽くすすげる

とろみ成分配合

薬用成分以外は  
食品と同様の成分配合



LION

軽くすすげる

とろみ成分配合

薬用成分以外は  
食品と同様の成分配合



LION

90g

フッ化ナトリウム 1450ppmF


6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) **580円**

## 泡立ちが少ないジェルタイプ

- 1 泡立ちが少なく、やさしい香味、研磨剤無配合のジェル。だから、すすぎが「らく」で、口腔内も観察しやすい。
- 2 薬用成分以外は食品と同様の成分を配合。

●泡立ちをどの程度感じましたか？



95%の方が  
少ないと回答

介護職の方にエラックハミガキを使っていたいただいた感想  
ライオン歯科材評価(介護職 n=39名)

- 3 とろみ成分配合。<sup>※1</sup>

※1 キサンタンガム(粘度調整剤)

- 4 口臭を予防する殺菌剤配合。<sup>※2</sup>  
う蝕を予防するフッ化物高濃度配合(NaF 1450ppmF)。

※2 LSS:ラウロイルサルコシンNa

歯周病は歯肉炎、歯周炎の総称です。

<https://www.lion-dent.co.jp/>

口腔  
ケア

# デリケートな粘膜面をやさしく効率よく清掃できる 舌・上あご等の口腔粘膜ケア用ブラシ

## エラック510

介護用



ES (エクストラソフト): よりデリケートな口腔粘膜に。



S (ソフト): 痛みなどがなく潤いのある口腔粘膜に。

※ 残存歯の少ない方の歯ブラシとしても使用できます。




メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

粘膜ケアのための柔らかい植毛と大きめヘッド

- 1 柔らかい植毛で、デリケートな粘膜面をやさしくケア。
- 2 大きめヘッドで、広い粘膜面を効率よくケア。
- 3 しなりのある毛丈と密毛で、心地よい使用感。
- 4 口腔内の状態に合わせて選べる2タイプの植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

ES、S共通



# 腫れや痛みがある口腔内もやさしく清掃できる 専門的ケアに適した仕上げ磨き用歯ブラシ

## エラック541

介護用



US (ウルトラソフト): 腫れや痛みの激しい方に。歯みがきへの拒否の強い方に。



ES (エクストラソフト): 腫れや痛みのある方に。



S (ソフト): 腫れや痛みが軽度の方に。一般の歯ブラシへの移行期間に。



メーカー希望患者様向け価格/個(税抜) 320円

介助磨きのための柔らかい植毛と小さめヘッド・スリムネック

- 1 炎症等による腫れや痛みがある方にもやさしくブラッシングできるやわらかい植毛。
- 2 口腔内のすみずみまでブラッシングできる、専門的口腔ケアに適した超コンパクトヘッド。
- 3 口腔内の状態に合わせて選べる3タイプのやわらかさ。

ヘッドの大きさと植毛配列 (実物大) ハンドルカラー (1色)

US、ES、S共通



やさしく、衛生的に開口を維持して、口腔ケアをサポート

## エラックバイトチューブ



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 1,000円

- 1 弾力があり滑りにくいシリコン製。やさしい使い心地で安定した開口を維持でき、無歯顎の方にもお使いいただけます。
- 2 オートクレーブ滅菌、煮沸消毒ができ、衛生的に繰り返し使えます。
- 3 開口量や噛み込みの強さに合わせて、そのままでも2つ折りにしても使えます。

独自のフォルムと密毛ヘッドで使いやすさと清掃性を追求した義歯ブラシ

## エラック義歯ブラシ らくらくスタイル



ハンドルカラー(2色)



メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 500円

植毛部の近くを持つのがポイント、軽い力で毛先が清掃面にぴったりフィット

- 1 煩わしい持ち替えなしで、効率よく清掃できる硬軟片面2ヘッド植毛。
- 2 高い清掃性と義歯へのやさしさを両立した適度な硬さの密毛ヘッド。
- 3 手にしっくりなじみ、持ちやすく安定感のあるL字型ふっくらハンドル。
- 4 力加減や細かい動きをサポートする広い指当て。



持ちやすく清掃性に優れたベーシックタイプの義歯ブラシ

## ライオデント 義歯ブラシ



ハンドルカラー(1色)




メーカー希望  
患者様向け価格/個(税抜) 360円

基本機能を備えた汎用型義歯ブラシ

- 1 広い面から細かい所まで、効率よく清掃できる硬軟2つの植毛。
- 2 手にしっくりなじみ、持ちやすい丸みのあるふっくらハンドル。
- 3 ベーシックタイプならではの、患者様にお薦めしやすい価格。


〈ヘッドの使い分け〉

エラック義歯ブラシ らくらくスタイル  
ライオデント義歯ブラシ  
2品共通



透明毛

義歯全体、特に広い面の清掃に。



パープル毛

凹みやクラスプなど、  
細かい部分の清掃に。