






























歯ブラシ スペック・価格表

■歯周ケア・ベーシックケア

| 品名 | | Systema | | | | Systema AX | | | Systema SP-T 歯ブラシ | DENT.EX systema genki | DENT.EX systema genki f | DENT.EX systema genki j |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | | 42M | 42H | 44M | 44H | 44M | 44H | 45M | | | | |
| 用毛 | 長さ(mm) | 12 | | | | 10.3 | | | 9 | 12 | | 9.5 |
| | 径 | 0.19 | | | | 0.18 | | | 0.15 | 0.19 | | 0.15 |
| | | ※1 (mil) (ご参考) | 7.5 | | | | 7 | | | 6 | 7.5 | |
| | 材質 | 飽和ポリエステル樹脂 | | | | 飽和ポリエステル樹脂 | | | 飽和ポリエステル樹脂 | 飽和ポリエステル樹脂 | | |
| 毛先 | スーパーテーパード | | | | スーパーテーパード | | | スーパーテーパード | スーパーテーパード | | | |
| ヘッド部 | 大きさ・植毛例 (60%縮尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 長さ(mm) | 24.5 | 24.1 | 18.5 | 19.2 | 19.7 | 20.5 | 15.7 | 19.2 | 24.5 | 22.5 | 20.1 |
| | 幅(mm) | 8.1 | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 8.2 | 8.8 | 9.7 | 9.2 | 14.4 | 12.2 | 11.2 |
| | 先端厚み(mm) | 4.5 | | | | 2.6 | | | 4.5 | 4.5 | | 4 |
| ネック部 | 長さ(mm) | 42 | 42 | 46 | 45.3 | 53.4 | 52.5 | 57.3 | 45.3 | 55.5 | 57.5 | 59.9 |
| ハンドル部 | 長さ(mm) | 98.5 | | | 105.5 | | | 107 | 105.5 | 110 | | 100 |
| | 歯ブラシ全長(mm) | 165 | 164.6 | 170 | | | 180 | 170 | 190 | | 180 | |
| | 材質 | ポリプロピレン(PP) | | | | 白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC | | | ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | | |
| カラー |  | | | |  | | |  |  |  |  | |
| 内装入数 | 20個 | | | | 12個 | | | 12個 | 12個 | | 12個 | |
| 外装入数 | 200個(20×10) | | | | 144個(12×12) | | | 144個(12×12) | 144個(12×12) | | 144個(12×12) | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | 330円 | | | | 400円 | | | 430円 | 400円 | | 400円 | |

■歯周ケア・ベーシックケア

| 品名 | | Check-Up 歯ブラシ | | | | | | | | DENT.EX Slimhead II | | | | | | DENT. MAXIMA | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | | STANDARDタイプ S | | STANDARDタイプ M | | WIDEタイプ S | | WIDEタイプ M | | 33S | 33M | 33H | 34S | 34M | 34H | S | MS | M | |
| 用毛 | 長さ(mm) | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 | | 8.5 | 9.5 | | 8.5 | 9 | | | |
| | 径 | 太さ(mm) | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | | 0.18 | 0.20 | | 0.15 | 0.18 | 0.20 |
| | | ※1 (mil) (ご参考) | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | | 7 | 8 | | 6 | 7 | 8 |
| | 材質 | 飽和ポリエステル樹脂 | ナイロン | 飽和ポリエステル樹脂 | ナイロン | 飽和ポリエステル樹脂 | ナイロン | 飽和ポリエステル樹脂 | ナイロン | ナイロン | | | | | | ナイロン | | | |
| 毛先 | スーパーテーパード | ラウンド | スーパーテーパード | ラウンド | スーパーテーパード | ラウンド | スーパーテーパード | ラウンド | ラウンド | | | | | | ラウンド | | | | |
| ヘッド部 | 大きさ・植毛例 (60%縮尺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | 長さ(mm) | 23.4 | | | | | | | | 22.4 | | 18.5 | | 21.1 | | | | | |
| | 幅(mm) | 9.1 | | | | 11.8 | | | | 7.8 | | 8.4 | | 7.5 | | | | | |
| | 先端厚み(mm) | 3.0 | | | | 3.9 | | | | 2.6 | | 2.6 | | | | | | | |
| ネック部 | 長さ(mm) | 51.6 | | | | 45.6 | | 49.5 | | 53.9 | | | | | | | | | |
| ハンドル部 | 長さ(mm) | 105 | | | | 111 | | 110 | | | | | | | | | | | |
| | 歯ブラシ全長(mm) | 180 | | | | 179 | | 185 | | | | | | | | | | | |
| | 材質 | 本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC, ポリプロピレン(PP) | | | | 飽和ポリエステル樹脂 (透明ハンドル) | | | | | | 白色部:ポリアセタール 着色部:SBC, TPC | | | | | | | |
| カラー |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |
| 内装入数 | 12個 | | | | 20個 | | 12個 | | | | | | | | | | | | |
| 外装入数 | 144個(12×12) | | | | 200個(20×10) | | 144個(12×12) | | | | | | | | | | | | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | 320円 | | | | 360円 | | 320円 | | | 400円 | | | | | | | | | |

歯ブラシの「毛の硬さ」当社表示と品質表示の違い

DENT.EX SlimheadIIを例にあげると、当社の商品名表示では毛腰の強さの感触で、S (soft)、M (medium)、H (hard) の三種類に分けられています。一方、パッケージ記載の家庭用品品質表示法に基づく表示を見ると、Sは「ふつう」で、MとHはいずれも「かため」と表示しています。


※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ) ※2 製品実測値
●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。
2026年5月21日現在

| | | ■美白 | ■TBIサポート | ■部分清掃 | ■インプラント | ■矯正 | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|------|----------|------|------|
| 品名 | | Brilliant more 歯ブラシ | DENT.EX オーバーブラッシングケア | | DENT.EX onetuft | | | | DENT.EX ImplantCare | | | DENT.EX Orthodontic | | | | |
| 種類 | | | S | M | Systema ※2 | Systema Short ※2 | M | S | US | OT | TR | R | U | T | P | |
| 用毛 | 長さ(mm) | 8.5/10 | 9.3 | | 11.7 | 10.0 | 5 / 8 | | 10 | 4.5 / 7.5 | | 9.5 | 8~10 | 7.5~10.5 | 9.5 | 5~11 |
| | 径 | 太さ(mm) | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | | 0.18 | 0.20 | | 0.23 | 0.18 |
| | | ※1 (mil) (ご参考) | 7 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | 4 | 4 | | 7 | 8 | | 9 | 7 |
| | 材質 | ナイロン | 飽和ポリエステル樹脂 | | 飽和 ポリエステル樹脂 | | ナイロン | | ナイロン | | | ナイロン | | | | |
| 毛先 | ラウンド | ラウンド(テーパーラウンド加工) | | スーパーテーパード | | - | | ラウンド | - | ラウンド | ラウンド | | | | | |
| ヘッド部 | 大きさ・植毛例 (60%縮尺) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長さ(mm) | 19.6 | 22.8 | | 外径 5.8 | | | | 18.5 | 外径 5.8 | | 22 | 19.4 | 20 | 20.7 | 9.4 |
| | 幅(mm) | 9.6 | 9.7 | | 高さ 8.0 | | | | 8.1 | 高さ 8.0 | | 6.2 | 8.1 | 8.7 | 7.3 | 8 |
| | 先端厚み(mm) | 4.2 | 2.6 | | 4.5 | | | | 4.5 | 4.4 | | 4.4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 4.5 |
| ネック部 | 長さ(mm) | 58.7 | 56.2 | | 59.9 | | | | 46 | 59.9 | | 43 | 35.6 | 35.0 | 34.3 | 45.6 |
| ハンドル部 | 長さ(mm) | 106.7 | 87(アラーム部除く) | | 99.5 | | | | 105.5 | 99.5 | | 105 | 105 | | | |
| | 歯ブラシ全長(mm) | 185 | 185 | | 165.2 | | | | 170 | 165.2 | | 170 | 160 | | | |
| | 材質 | ポリプロピレン (PP) | 白色部:ポリアセタール 着色部:SBC、TPC | | ポリプロピレン(PP) | | | | ポリプロピレン(PP) | | | ポリプロピレン(PP) | | | | |
| カラー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装入数 | 12個 | 12個 | | 20個 | | | | 12個 | | | 12個 | | | | | |
| 外装入数 | 144個(12×12) | 144個(12×12) | | 200個(20×10) | | | | 144個(12×12) | | | 144個(12×12) | | | | | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | 350円 | 300円 | | 330円 | | | | 300円 | | | 300円 | | | | | |

| | | ■子供用 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|-----------|--------------------|------|------|------|--|-------|------|
| 品名 | | EX kodomo | | | | | | | | EX kodomo Disney | | | | EX kodomo F | | |
| 種類 | | 11S | 11M | 12S | 12M | 13S | 13M | 14S | 14M | 11M | 12M | 13M | 14M | 0~2才用 | 3~5才用 | |
| 用毛 | 長さ(mm) | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
| | 径 | 太さ(mm) | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.15/0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.18 |
| | | ※1 (mil) (ご参考) | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 交互6/5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| | 材質 | ナイロン | | | | | | | | ナイロン | | | | ナイロン | | |
| 毛先 | フラット テーパード | ラウンド | フラット テーパード | ラウンド | フラット テーパード | ラウンド | フラット テーパード | ラウンド | ラウンド | ラウンド | | | | ラウンド | | |
| ヘッド部 | 大きさ・植毛例 (60%縮尺) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 長さ(mm) | 21.7 | 20 | 17.2 | 16.8 | 21.7 | 20 | 17.2 | 16.8 | 14.9 | 21 | | | | | |
| | 幅(mm) | 7.8 | 8.7 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.7 | 8 | 7.8 | 9.5 | 10.8 | | | | | |
| | 先端厚み(mm) | 4 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | |
| ネック部 | 長さ(mm) | 41.1 | 36.4 | 31.2 | 44.2 | 41.1 | 36.4 | 31.2 | 44.2 | 29.8 | 27 | | | | | |
| ハンドル部 | 長さ(mm) | 96.2 | 93.6 | 91.6 | 97 | 96.2 | 93.6 | 91.6 | 97 | 65.3 | 82 | | | | | |
| | 歯ブラシ全長(mm) | 159 | 150 | 140 | 158 | 159 | 150 | 140 | 158 | 110 | 130 | | | | | |
| | 材質 | ポリエチレンテレフタレート(PET) | | | | | | | | ポリエチレンテレフタレート(PET) | | | | 本体:ポリプロピレン(PP) ラバー部:SBC、ポリプロピレン(PP) | | |
| カラー | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内装入数 | 20個 | 20個 | | | | | | | | 20個 | | | | 6個 | | |
| 外装入数 | 200個(20×10) | 200個(20×10) | | | | | | | | 200個(20×10) | | | | 60個(6×10) | | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | 270円 | 270円 | | | | | | | | 270円 | | | | 250円 | | |


当社の商品名表示

歯ブラシとして使った場合の感触を示すもので、実際の使用感に合わせてS(soft)、MS(medium soft)、M(medium)、H(hard)に分類。



家庭用品品質表示法に基づく表示

歯ブラシの毛の長さを7.00mm ±0.15mmに水平に切りそろえ、これを圧縮する際に測定される力の大きさにより「やわらかめ」、「ふつう」、「かため」に分類。



このように、実際に使った場合の感触で設計した歯ブラシの分類が、毛の長さを一律に規定通りにカットする家庭用品品質表示法の分類では、Sが「ふつう」になったり、MとHが同じ「かため」となってしまうケースがあります。

歯ブラシ スペック・価格表

■口腔ケア

| 品名 | | エラックハブラシ620 | | エラック510 | | エラック541 | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|
| 種類 | | ES | S | ES | S | US | ES | S | |
| 用毛 | 長さ(mm) | 8 | | 10 | | 8 | | | |
| | 径 | 太さ(mm) | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| | | ※1 (mil)(ご参考) | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| | 材質 | ナイロン | | ナイロン | | ナイロン | | | |
| 毛先 | ラウンド | | ラウンド | | ラウンド | | | | |
| ヘッド部 | 大きさ・植毛例 (60%縮尺) | | | | | | | | |
| | 長さ(mm) | 23 | | 24.5 | | 19.4 | | | |
| | 幅(mm) | 10.3 | | 14.4 | | 8.1 | | | |
| | 先端厚み(mm) | 3 | | 4.5 | | 4.5 | | | |
| ネック部 | 長さ(mm) | 50 | | 40.5 | | 35.6 | | | |
| ハンドル部 | 長さ(mm) | 117 | | 105 | | 105 | | | |
| | 歯ブラシ全長(mm) | 190 | | 170 | | 160 | | | |
| | 材質 | ポリプロピレン(PP) | | ポリプロピレン(PP) | | ポリプロピレン(PP) | | | |
| カラー | | | | | | | | | |
| 内装入数 | 6個 | | 20個 | | 20個 | | | | |
| 外装入数 | 144個(6×24) | | 200個(20×10) | | 200個(20×10) | | | | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | 250円 | | 320円 | | 320円 | | | | |

歯間清掃用具 スペック・価格表

| 品名 | | DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用 | | | | | | | DENT.EX歯間ブラシlong/DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ | | | | | |
|-----------------|------------------|--|------|------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|
| 種類 | | 4S | SSS | SS | S | M | L | LL | SSS | SS | S | M | L | LL |
| 通過径(mm) | | 0.6~ | 0.7~ | 0.9~ | 1.2~ | 1.4~ | 1.6~ | 2.2~ | 0.7~ | 0.8~ | 1.2~ | 1.5~ | 2.0~ | 2.4~ |
| ワイヤー | 径(mm) | 0.20 | 0.23 | 0.25 | | 0.30 | | 0.40 | 0.23 | 0.25 | | 0.30 | | 0.40 |
| | 材質 | SAワイヤー | | | | | | | SAワイヤー | | | | | |
| 用毛 | 径(mm) | 0.05 | 0.06 | 0.08 | | | 0.10 | | 0.06 | | 0.08 | | 0.10 | |
| | ※1 (mil)(ご参考) | 2 | 2.5 | 3 | | | 4 | | 2.5 | | 3 | | 4 | |
| | 材質 | ナイロン | | | | | | | ナイロン | | | | | |
| 毛切形状 | | テーバー | | | | | | | テーバー | | | | | |
| 植毛長 | 先端(mm) | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.5 | |
| | 後端(mm) | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | |
| | 植毛部全長(mm) | 10 | | | | | | 12 | 10 | 12 | | | | |
| ハンドル部長さ(mm) | | 85 | | | | | | | 170/- | | | | | |
| カラー | | | | | | | | | | | | | | |
| 内容量 | | DENT.EX歯間ブラシ 4本入/ 同院内指導用 40本入 | | | | | | | long ^{※2} ホルダー1、ブラシチップ3、キャップ1 / 替えブラシ ^{※3} ブラシチップ4、long用・マイクロモーション用キャップ各1 | | | | | |
| 内装入数 | | DENT.EX歯間ブラシ 10個/ 同院内指導用 - | | | | | | | long 20個 / 替えブラシ 20個 | | | | | |
| 外装入数 | | DENT.EX歯間ブラシ 4本入 100個(10×10) / 同院内指導用 40本入 10個 | | | | | | | long 200個(20×10) / 替えブラシ 200個(20×10) | | | | | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | | DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 - | | | | | | | long 470円 / 替えブラシ 400円 | | | | | |

※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

| 品名 | | DENT.EX ウルトラフロス | | | | | | DENT.e-floss | |
|-----------------|----------|------------------|-------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|--|
| 種類 | | S3 | S10 | 院内指導用S40 | M3 | M10 | 院内指導用M40 | | |
| フィラメント | 材質 | 高強度ポリエチレン(テクミロン) | | | | | | ナイロン | |
| | 1本あたりの太さ | φ0.037mm | | | | | | - | |
| フロス束 | フィラメント本数 | 50本 | | | 100本 | | | 288本 | |
| | 太さ | - | | | - | | | 膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm | |
| 内容量 | | 3本入 | 10本入 | 40本入 | 3本入 | 10本入 | 40本入 | 40m | |
| 内装入数 | | 20個 | 10個 | - | 20個 | 10個 | - | 12個 | |
| 外装入数 | | 200個(20×10) | 100個(10×10) | 20個 | 200個(20×10) | 100個(10×10) | 20個 | 144個(12×12) | |
| メーカー希望患者様向け価格/個 | | 240円 | 530円 | - | 240円 | 530円 | - | 460円 | |

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)

●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。