

DENT. EX Slimhead II



33(S・M・H) 34(S・M・H)




歯科医院様向資料

専用歯ブラシキャップを標準装備

毛先を保護する専用歯ブラシキャップを全種類に付けました。携帯に役立ち、いつでもどこでも気軽にブラッシングできます。



ハンドルカラーに合わせた4色



着脱もワンタッチで行えます



操作性を追求した歯科用歯ブラシのスタンダード!

DENT. EX Slimhead II



33(S・M・H) 34(S・M・H)

仕様

商品名	歯ブラシ全長 (mm)	刷毛		内装入数	メーカー希望 患者様向け価格/本
		長さ (mm)	太さ (mil)*		
DENT.EX Slimhead II 33S	179	9.5	7	20個 (4色×5個)	290円
DENT.EX Slimhead II 33M			8		
DENT.EX Slimhead II 33H		8.5	7		
DENT.EX Slimhead II 34S		9.5			
DENT.EX Slimhead II 34M		8.5	8		
DENT.EX Slimhead II 34H					

*価格には消費税は含まれておりません。 *1mil=0.0254mm

毛の材質:ナイロン
ハンドルの材質:飽和ポリエステル樹脂

DENT. EX Slimhead II

スリムヘッド ツー




33(S・M・H) 34(S・M・H)

奥歯までしっかり磨けるロングネック、
 歯頸部に毛先を当てやすいコンパクト&スリムヘッド。
 機能性、使いやすさを磨き上げ、口腔内での操作性を追求した
 「DENT.EX Slimhead II」は歯科用歯ブラシのスタンダード。
 患者様の口腔状態に合わせたブラッシング指導にお役立てください。

患者様に合わせて 選べる6タイプ

口腔内での操作性を徹底追求。
 患者様の口腔サイズや歯肉状態に応じて、
 ヘッドサイズ (33、34)、
 毛の硬さ (S、M、H) が選べます。




機能性をきわめたフォルム

ロングネックと持ちやすいラウンドハンドルを採用し、操作性を高めました。

臼歯部に毛先が楽に届く ロングネック

前歯や口唇にハンドル部が邪魔に
 ならず臼歯部の清掃が確実に
 行えます。



持ちやすいラウンドハンドル

パームグリップ、ベングリップ等どんな
 握り方でも持ちやすいハンドル設計です。




DENT.EX Slimhead II 33

34
 S・M・H

歯頸部のブラッシングに適した設計

- 口腔内で操作しやすく、歯頸部に毛先を当てやすいヘッド厚3.9mmのスリムヘッド
- 歯間部にも毛先が入りやすく毛先のコントロール性が高い植毛仕様



「34」タイプは小さいヘッドでも
 しっかりブラッシングが
 できるように「33」よりも少し幅広で、
 植毛本数を多くしました。

「34」タイプはブラッシングしにくい部位に毛先が届く




「34」タイプはこんな患者様におすすめです。

- より丁寧に磨きたい方
 - リスクの高い方 [例] 妊娠している方
- ※妊娠中はう蝕・歯周病のリスクが高くなるにもかかわらず、
 つわり等の原因でブラッシングが滞りがちです。

4色のハンドルカラー

ブラッシングが楽しくなる透明でカラフルなハンドルです。



DENT.EX Slimhead II 34