



DENT.

歯科医院様向資料

DENT. EX

LION

歯科用

Orthodontic (オルソドンティック)

矯正治療中のプラークコントロールに



Orthodontic-R

ハンドルカラー (2色)



Orthodontic-U

ハンドルカラー (2色)



Orthodontic-T

ハンドルカラー (2色)



Orthodontic-P

ハンドルカラー (2色)



矯正中の部位、矯正の段階に応じて選べる4タイプ

- Orthodontic-R
屋根型の3列植毛。
矯正治療中のベーシックモデル。

ヘッドの大きさと植毛配列




- Orthodontic-U
ワイヤー、ブラケットを
覆って磨く3列U字カット。

ヘッドの大きさと植毛配列



- Orthodontic-T
ワイヤーを挟みこむように
清掃する2列植毛。

ヘッドの大きさと植毛配列



- Orthodontic-P
内側に15°傾斜したネック。
山型カットの小型ヘッド。

ヘッドの大きさと植毛配列



仕様、入数と価格

商品名	ハブラシ全長 (mm)	用毛		内装入数	メーカー希望 患者様向け価格/個
		長さ(mm)	太さ(mm)		
DENT.EX Orthodontic - R	160	8~10	0.20	12個	300円
DENT.EX Orthodontic - U		7.5~10.5	0.20		
DENT.EX Orthodontic - T		9.5	0.23		
DENT.EX Orthodontic - P		5~11	0.18		

価格に消費税は含まれておりません。

ライオン歯科材株式会社

〒111-8644 東京都台東区蔵前 1-3-28 TEL.03(6739)9012

ライオン歯科材

<http://www.lion-dent.com>

株式会社モリタ

2017.03.S0-6