



歯科医院様向資料



歯科用

ヘッドサイズと刷掃力で選べる3タイプ



ハンドルカラー ブルー オレンジ グレー ピンク

※多機能な歯周病予防歯磨剤「Systema ハグキプラス PRO」と連携したパッケージデザインで、患者さんに一緒にお薦めしやすくなりました。(歯周病・歯肉炎・歯周炎の総称)

歯周病リスク別 おすすめ製品

※歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称です。

こんな方におすすめ			
	歯周病リスクが高い	歯周病リスクが高い 歯周病リスクがある	歯周病が気になる
歯磨剤	 Systema SP-T ジェル 1450 ppmF [医薬部外品] 販売名: システマ SP-T ジェル Ca	 Systema ハグキプラス EX 1450 ppmF [医薬部外品] 販売名: システマ HPPb	 Systema Dentalpaste α [医薬部外品] 販売名: システマ DPaa

※フッ化物高濃度配合品(1450ppmF)の6才未満への使用は控え、子供の手の届かない場所に保管してください。

おすすめ歯ブラシ	 Systema SP-T 歯ブラシ 歯周病安定期でも歯肉にやさしくセルフケア	 Systema AX 超薄型コンパクトヘッドで最後臼歯部までらくらく毛先が届く
	 Systema 44M 歯周ポケットなど狭い隙間に毛先が届く	

仕様、入数、価格

商品名	歯ブラシ全長(mm)	ヘッドの大きさと植毛配列(85%縮尺)	用毛		内装入数	メーカー希望 患者様向け 価格/個
			長さ(mm)	太さ(mm)		
Systema AX 44M	180		10.3	0.18(根元)*	12個 (4色×3個)	400円
Systema AX 44H	180		10.3	0.18(根元)*	12個 (4色×3個)	400円
Systema AX 45M	180		10.3	0.18(根元)*	12個 (4色×3個)	400円

Hタイプ(44H)は、Mタイプ(44M、45M)と同じ太さの用毛をより多くの本数を束ねて植毛し、刷掃力を高めた歯ブラシです。

*スーパーテーパード毛のため ※価格には消費税は含まれておりません。

Systema AX

システマ エーエックス 44M・44H・45M



超薄型ヘッド×スーパーテーパード毛で、 口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く

口腔内すみずみまで毛先がらくらく届く 一歩進んだ歯周ケアへ




スーパーテーパード毛の優しさと毛先到達性を活かしながら、毛先かき取り力をアップさせました。

刷掃力強化タイプ44H

植毛数を増やすことで、刷掃力を高めた歯ブラシです。

88%が「感じた」と回答



※Hタイプ(44H)は、植毛本数を増やすことで刷掃力を高めた歯ブラシです。毛が硬い(太い)わけではなく、Mタイプ(44M、45M)と同じ太さの用毛を使用し、より多くの本数を束ねて植毛しています。

出典：ライオン歯科材調査 2021年7月歯科医院調査 (n=40) 歯科医、歯科衛生士による使用テスト 7段階絶対評価

詳しい情報は
 こちら




Point.2

歯肉へのストレスを抑えた、スーパーテーパード毛


すべての毛先が細くしなやかな独自のスーパーテーパード毛。歯肉へのストレスを最小限に抑え、やさしく気持ちよい磨き心地。歯頸部・歯間部など、狭い隙間にも毛先がよく届きます。

歯周ポケットへの毛先侵入時の歯肉ストレス
 有限要素法解析



■モデル歯肉に対する発生応力解析

強いストレスを赤で表示 ライオン(株)解析データ



Point.1


厚さ2.6mm超薄型コンパクトヘッド

DENT.MAXIMAの超薄型ヘッド技術を活用し、ヘッドの樹脂部分を削減。植毛部も含め、ヘッド全体をコンパクト化。狭い部位にも毛先が届きやすく、口腔内での動かしやすさを追求した設計です。




舌側*

Systema 44M Systema AX44M



■ヘッド+ネック樹脂部分の体積比較



・ヘッド先端から65mmまでの(ヘッド+ネック)の樹脂部分の体積を比較
 ※Systema 44Mの体積を100とした場合の比率

0.8mm 0.7mm

用毛まで含めた全体コンパクト

超薄型 2.6mm

際まで植毛

実物大

44H
 超薄型コンパクトヘッド
 (刷掃力強化タイプ)

44M
 超薄型コンパクトヘッド

45M
 超薄型超コンパクトヘッド

Point.3

ロング&スリムネックのストレートハンドル

どんな部位にもまんべんなく届き、自然と毛先がコントロールしやすいロング&スリムネックのストレートハンドル。最後臼歯部でも無理なく毛先をコントロールできます。




開口量の少ない方*

最後臼歯部*

Point.4

どんな握り方にも対応できるソフトラバー付き曲面グリップ

ソフトラバー付きのなめらかな曲面で、滑りにくくフィット感も抜群です。ペン、パームなど、さまざまな握り方に対応します。



*写真提供 東京都葛飾区開業 鈴木歯科医院 鈴木泰二 院長、鈴木沙央理 歯科衛生士