

「歯ブラシ選びフローチャート」活用例

患者様に
どんな歯ブラシを
おすすめしたら
いいんだろう…?

そんな時に…

歯ブラシ選び
フローチャート
があるよ!

歯ブラシ選びの
参考になっていいね♪
Let's TBI!

歯ブラシの毛先の形状

毛先の形状	スーパーテーパード毛	ラウンド毛
毛先の特長	先端部0.01mmと超極細の形状です。	毛先を丸めたラウンド加工毛です。
刷掃時のストレス	ストレスが高いほど赤で表示 歯肉への刺激のシミュレーション結果です。 極細の毛先がやさしく当たり、 歯肉をいためることなくブラッ シングできます。	ラウンド形状の毛先が歯面に 確実にとらえ、歯面のプラーク をしっかりと除去できます。
メリット	狭い歯間部、歯頸部にも 毛先が到達し、歯肉に やさしくブラッシング可能	歯面のプラーク コントロール性に 優れる
商品名	Systema Systema AX DENT.EX systema genki Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX Slimhead II DENT. MAXIMA
備考	*スーパーテーパード毛とラウンド毛のフラットダブル植毛	

歯ブラシ選びフローチャート

LION 歯科用

大人の
歯ブラシ選び
フローチャート

監修/歯科衛生士・沢口由美子先生

患者様に合った
歯ブラシを
選びましょう♪

スペック・価格表

品名	Systema				Systema AX			Systema SP-T 歯ブラシ	DENT.EX systema genki シリーズ			Check-Up 歯ブラシ				DENT.EX Slimhead II			DENT. MAXIMA	
	42M	42H	44M	44H	44M	44H	45M	-	genki	genki f	genki j	standard タイプ S	standard タイプ M	33 (S・M・H)	34 (S・M・H)	S・MS・M				
長さ mm	12				10.3			9	12	9.5	10.5	10.0	10.5	10.0	S: 9.5, M: 9.5, H: 9.5	S: 8.5, M: 8.5, H: 8.5	9			
太さ mm	0.19				0.18			0.15	0.19	0.15	0.17	0.18		0.20	S: 0.18, M: 0.20, H: 0.20	S: 0.15, MS: 0.18, M: 0.20				
毛先	スーパーテーパード				スーパーテーパード			スーパーテーパード	スーパーテーパード	スーパーテーパード	スーパーテーパード	ラウンド	スーパーテーパード	ラウンド	ラウンド			ラウンド		
ヘッド下部	長さ mm	24.5	24.1	18.5	19.2	19.7	20.5	15.7	19.2	24.5	22.5	20.1	23.4				22.4	18.5	21.1	
	幅 mm	8.1	8.6	8.1	9.2	8.2	8.8	9.7	9.2	14.4	12.2	11.2	9.1				7.8	8.4	7.5	
先端厚み mm	4.5				2.6			4.5	4.5	4	3.0				3.9			2.6		
ネック部長さ mm	42	46	45.3	53.4	52.5	57.3	45.3	55.5	57.5	59.9	51.6				45.6	49.5	53.9			
歯ブラシ全長 mm	165	164.6	170	180			170	190	180	180				179			185			
カラー	●●●●●				●●●			●●	●●●●●●●●	●●●●●●●●	●●●●				●●●●●			●●●●●		
メーカー希望価格/個	300 円				400 円			400 円	400 円			320 円				290 円			380 円	
商品一例																				
	44M				44M				genki f			standard タイプ M				34M			MS	

※価格には、消費税は含まれておりません。

大人の方の

歯ブラシ選び フローチャート

スタート

歯肉が腫れている
または出血がある

YES →
NO →
で進んでね

歯面全体に
プラークがある

歯面全体に
プラークがある

ポイント

患者様の
・歯周病リスク
・ブラッシングスキル
をチェック!



奥歯の
磨き残しがある

歯間部に
磨き残しがある

奥歯の
磨き残しがある

Systema SP-T 歯ブラシ

SPT期のセルフケアに

- 炎症が再発しやすいハイリスク部位に。
- 歯肉へのやさしさと確かな刷掃力を両立。

☐ SP-T歯ブラシ

短くてより細くしなやかなスーパーテーパード毛を密に植毛している

Systema

歯肉へのストレスを抑えやさしい磨き心地

- 歯周ポケットや歯間部・歯頸部に毛先が無理なく届き、プラークをしっかりと除去。
- ヘッドサイズ2種類×刷掃力2種類。

☐ 42M ☐ 44M
☐ 42H ☐ 44H

Hタイプは毛が硬いわけではなく植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ

Systema AX

口腔内すみずみまでしっかりケア

- 超薄型ヘッド、ロング&スリムネック。
- どんな握り方にも対応できるソフトラバー付き曲面グリップ。
- ヘッドサイズ2種類。44は刷掃力2種類。

☐ 44M ☐ 45M
☐ 44H

Hタイプは毛が硬いわけではなく植毛本数を増やした刷掃力強化タイプ

DENT. EX systema genki

コンパクトヘッド歯ブラシで上手く磨けない方に

- 幅広ヘッドで一度に広い面積が磨ける。
- スーパーテーパード毛なので歯肉にやさしく安心。
- ヘッドサイズ3種類。

☐ genki
☐ genki f
☐ genki j

Check-Up 歯ブラシ

「フラットダブル植毛」でプラークにダブルアプローチ

- 毛先面がフラットで当てやすく、ダブル植毛が歯間部と咬合面のプラークをしっかりと除去。
- 薄型ヘッドとスリムネック。
- 持ちやすくすべりにくいラバーハンドル。

☐ standardタイプS
☐ standardタイプM

スーパーテーパード毛とラウンド毛のダブル植毛

DENT. MAXIMA

最後臼歯部まで楽に毛先が届く

- 超薄型コンパクトヘッド。
- ロング&スリムネック。
- 毛の硬さ3種類。

☐ S
☐ MS
☐ M

DENT. EX Slimhead II

豊富なサイズとカラーで選べる

- 患者様の口腔サイズ・状態に合わせて選べる6タイプ。
- ヘッドサイズ2種類×毛の硬さ3種類。

☐ 33S ☐ 34S
☐ 33M ☐ 34M
☐ 33H ☐ 34H

介護用・高齢者の自分ミガキにも ▶ **イラック ハブラシ 620**

インプラントのセルフケアに ▶ **DENT. EX ImplantCare**

オーバーブラッシングの改善をサポート ▶ **DENT. EX オーバーブラッシングケア**

矯正治療中のプラークコントロールに ▶ **DENT. EX Orthodontic**