

歯ブラシ スペック・価格表

■口腔ケア

品名		エラックハブラシ620		エラック510		エラック541			
種類		ES	S	ES	S	US	ES	S	
用毛	長さ(mm)	8		10		8			
	径	太さ(mm)	0.10	0.13	0.10	0.13	0.08	0.10	0.13
		※1 (mil)(ご参考)	4	5	4	5	3	4	5
	材質	ナイロン		ナイロン		ナイロン			
毛先	ラウンド		ラウンド		ラウンド				
ヘッド部	大きさ・植毛例 (60%縮尺)								
	長さ(mm)	23		24.5		19.4			
	幅(mm)	10.3		14.4		8.1			
	先端厚み(mm)	3		4.5		4.5			
ネック部	長さ(mm)	50		40.5		35.6			
ハンドル部	長さ(mm)	117		105		105			
	歯ブラシ全長(mm)	190		170		160			
	材質	ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)		ポリプロピレン(PP)			
カラー									
内装入数	6個		20個		20個				
外装入数	144個(6×24)		200個(20×10)		200個(20×10)				
メーカー希望患者様向け価格/個	250円		320円		320円				

歯間清掃用具 スペック・価格表

品名		DENT.EX歯間ブラシ/DENT.EX歯間ブラシ院内指導用							DENT.EX歯間ブラシlong/DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ					
種類		4S	SSS	SS	S	M	L	LL	SSS	SS	S	M	L	LL
通過径(mm)		0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	0.7~	0.8~	1.2~	1.5~	2.0~	2.4~
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25		0.30		0.40	0.23	0.25		0.30		0.40
	材質	SAワイヤー							SAワイヤー					
用毛	径(mm)	0.05	0.06	0.08			0.10		0.06		0.08		0.10	
	※1 (mil)(ご参考)	2	2.5	3			4		2.5		3		4	
	材質	ナイロン							ナイロン					
毛切形状		テーバー							テーバー					
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	
	植毛部全長(mm)	10						12	10	12				
ハンドル部長さ(mm)		85							170/-					
カラー														
内容量		DENT.EX歯間ブラシ 4本入/ 同院内指導用 40本入							long ^{※2} ホルダー1、ブラシチップ3、キャップ1 / 替えブラシ ^{※3} ブラシチップ4、long用・マイクロモーション用キャップ各1					
内装入数		DENT.EX歯間ブラシ 10個/ 同院内指導用 -							long 20個 / 替えブラシ 20個					
外装入数		DENT.EX歯間ブラシ 4本入 100個(10×10) / 同院内指導用 40本入 10個							long 200個(20×10) / 替えブラシ 200個(20×10)					
メーカー希望患者様向け価格/個		DENT.EX歯間ブラシ 500円 / 同院内指導用 -							long 470円 / 替えブラシ 400円					

※2 DENT.EX歯間ブラシlong ※3 DENT.EX歯間ブラシlong&マイクロモーション専用替えブラシ

品名		DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
種類		S3	S10	院内指導用S40	M3	M10	院内指導用M40		
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン	
	1本あたりの太さ	φ0.037mm						-	
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本	
	太さ	-			-			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm	
内容量		3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m	
内装入数		20個	10個	-	20個	10個	-	12個	
外装入数		200個(20×10)	100個(10×10)	20個	200個(20×10)	100個(10×10)	20個	144個(12×12)	
メーカー希望患者様向け価格/個		240円	530円	-	240円	530円	-	460円	

※1 1mil=0.0254mm(1/1000インチ)

●内容は予告なく変更されることがあります。 ●価格には、消費税は含まれておりません。