

清潔な義歯で快適な毎日を！

ライオデント 義歯ブラシ

適切な義歯清掃は、義歯を清潔に保つだけでなく、
口腔内の健康維持のためにも欠かせません。
患者様の義歯ケアと快適な毎日をサポートする
ライオデント義歯ブラシ、是非お勧めください。



持ちやすく磨きやすい
ハンドル形状

手にしっくりなじむ
丸みのあるハンドルです。

効率よく汚れを落とす 硬軟2つの植毛

清掃面に毛先がよくフィットする硬軟2つの植毛で、
広い面から細かいところまで効率よく清掃できます。


透明毛は義歯全体に

義歯全体の清掃に適した
やや軟らかめの
植毛



パープル毛は細かい部分に

細かい部分の清掃に適した
やや硬めの植毛



清潔感のある
カラーリング

患者様に
おすすめしやすい
価格です


商品名	全長	刷毛	内装入数	メーカー希望 患者様向け価格 / 個
ライオデント義歯ブラシ	148mm	透明毛：8mil / パープル毛：13mil <small>* 1mil=0.0254mm</small>	6個	360円

* 価格には消費税は含まれておりません。

新ライオデント 義歯ブラシは 従来品より使用性・清掃性がさらにアップしました。


従来品ユーザー対象に使用調査を実施！ (n=26)

Q 従来品と新ライオデント義歯ブラシ、
どちらが良いですか？




Q 従来品と新ライオデント義歯ブラシ、
それぞれ5項目を7段階で評価すると？

新ライオデント義歯ブラシは、
全ての項目で従来品より高い評価！



Point 1

丸みのある
ハンドルで
持ちやすさアップ！



Point 2



適度な毛腰で汚れ落ちアップ！

毛先の動き

有限要素法 [FEM] による
義歯ブラシ挙動解析

【解析条件】

- 曲面アクリルレジン床モデル
- ブラッシング圧：300g
- 刷掃距離：10mm



新ライオデント
義歯ブラシ

適度な毛腰で、
狙った汚れに
毛先がきちんと
密着。

従来品

毛腰が弱めで、
汚れから
毛先が分散。

Q ご感想をお聞かせください

ハンドルの持ちやすさがとにかく良
かった。植毛の硬さも丁度良く、細かい
部分まで簡単に汚れが落ちて、デザ
インや色も今までのものより清潔感が
ある。(40代・女性)

ハンドルの形が手に良くなじ
み、長さもジャストフィットで
使いやすかった。汚れも良く
とれて、使い心地が良い。
(60代・男性)

硬い方のブラシが金具
やすみの方までピタッと
うまくあたって、気持ち
よく清掃できた。
(40代・女性)

持った感じが良く、持ち手
が手にしっくりなじみます。
毛の硬さも丁度良く使い
やすい。(60代・男性)

ハンドルの太さが持ちやすく、手に
かかる負担が少なくなった。2種類
のブラシの硬さや柔らかさもすぐ
使いやすい。(50代・女性)

今までのものより持ちやすく、
力を入れなくてもきれいに掃除
ができて、汚れの落ち具合が
良かった。(70代・男性)