

使い分け

対象	0～6才 (乳幼児)	5～9才 (小学生低学年)	8～12才 (小学生高学年)
<b>EX kodomo</b>	14 《仕上げ磨き用》※1 13 《乳幼児用》	12 《混合歯列前期用》※2	11 《混合歯列後期用》
S	歯肉炎にかかっている かための歯ブラシを嫌がる	●	●
M	ブラッシング圧が高い しっかりとプラークを除去する	●	●

※1 仕上げ磨きは、7～8才頃まで続けましょう。 ※2 8～9才になったらきちんと磨けているかチェックしましょう。

パッケージ



仕様

商品名	歯ブラシ全長 (mm)	用毛		内装入数	メーカー希望 患者様向け価格/個
		長さ (mm)	太さ (mm)		
EX kodomo 11S	159	8.5	0.15	20個 (4色×5個)	240円
EX kodomo 11M		8	0.20		
EX kodomo 12S	150	8.5	0.15		
EX kodomo 12M		8	0.20		
EX kodomo 13S	140	7.5	0.15		
EX kodomo 13M		7	0.18		
EX kodomo 14S	158	6	交互 0.15/0.13		
EX kodomo 14M		6	0.15		

※価格には消費税は含まれておりません。

子供の成長や歯列状態に合わせて選べる

# EX kodomo

11・12・13・14



11 S・M 12 S・M


13 S・M 14 S・M

子供の手にぴったりの  
ラウンドハンドル。  
ブラッシング指導が生きる  
頼もしい歯ブラシです。



ブラッシング指導が生きる

# EX kodomo



乳歯の状態は、永久歯の状態を決定づけます。

子供の乳歯列期から永久歯列期に至るまでの複雑な歯列状態には、きめ細かく対応できる歯ブラシが必要です。

プラークを除去するために、比較的かための歯ブラシが使われていますが、力が入り歯肉を傷つけてしまったり、

かための歯ブラシに拒絶反応を示してブラッシングを嫌がります。

また、近年は小学生の歯肉炎は減少傾向ですが依然として多くが罹患しています。

このため、毛の硬さ『M』に加えて

やさしい磨きごちの『S』への要望が増えてきています。

適切なブラッシングのためには、しっかり手になじむハンドルフォームが必要です。

また歯みがき習慣の動機づけの上でキャラクターや色も重要なポイントです。



親指にフィットして適切な握り方をガイド




## 1 『S』と『M』の2種類の毛の硬さ

やさしい磨きごちの『S』は以下のような場合に適しています。

- 近年、小学生の歯肉炎は減少傾向ですが依然として多くが罹患しており、歯周炎までは進行していないものの歯肉炎の最も多い年代です。歯肉炎は、直接的にはプラークに起因しますが、凸凹の複雑な歯並び、夜食・間食、やわらかい食物、砂糖を多く含む飲料など、食生活の環境的要因も関係しています。
- かための歯ブラシに拒絶反応を示して、ブラッシングすることを嫌がり、なかなか歯みがき習慣が身につきません。
- 子供のブラッシングは力が入りがちで、歯肉を傷つけてしまうことがあります。

ブローピング後の出血の認められた者の割合



[平成23年歯科疾患実態調査(厚労省)]


毛の硬さ『S』はソフトな磨きごちのフラットテーパー毛を採用しています。

### フラットテーパー毛



- 毛先の反発力が小さくソフトな磨きごち
- 凸凹部分や歯と歯の間に毛先が届き、プラークをしっかりと除去

(試験条件)  
ISO (8627) 試験機にて測定  
測定部位: 刷毛部先端から0.3mm  
繰り返し数: N=5



フラットテーパー毛の反発力

### ラウンド毛




『M』の毛先形状

## 2 しっかり握れる太めのラウンドハンドル

どんな握り方にも対応できる設計のハンドルです。

### パームグリップ



乳幼児 (EX kodomo13)

### ベングリップ



小学生 (EX kodomo11)



保護者 (EX kodomo14)

## 3 歯みがき嫌いをなくす魅力的なデザイン

楽しくかわいい4つのキャラクター&明るく元気な4色のハンドルカラー。

### EX kodomo 11

混合歯列後期用

ハンドルカラー



### EX kodomo 12

混合歯列前期用

ハンドルカラー



### EX kodomo 13

乳幼児用

ハンドルカラー



### EX kodomo 14

仕上げ磨き用

ハンドルカラー



※子供に人気のディズニーキャラクターシリーズもあります(毛の硬さMのみ)